



# OMDS

Maakt het verschil in  
stem en stoma...

Productcatalogus  
Laryngectomie

## Voorwoord

Beste lezer,

Met gepaste trots presenteer ik u onze **“Productcatalogus Laryngectomie”**. Deze praktisch ingerichte gids is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. We hopen u hiermee een duidelijk overzicht te bieden van de meest gebruikte hulpmiddelen en u tevens te informeren over het juiste gebruik ervan.

Bij MDS staat een persoonlijke aanpak voorop. Wij zetten ons in om u zo goed mogelijk te informeren en adviseren over de beschikbare hulpmiddelen voor u als gebruiker. We denken mee en zoeken samen met u de beste oplossing voor uw persoonlijke situatie. Hiermee hopen we ons steentje bij te kunnen dragen aan de verbetering van uw kwaliteit van leven.

Dit kan op afstand, via e-mail of een telefoongesprek met een van onze deskundige Customer Service medewerkers of meer persoonlijk bij een vrijblijvend huisbezoek door een van onze productspecialisten. Sinds kort gebruiken wij ook whatsapp. Gewoon op ons vertrouwde telefoonnummer. Als het nodig is kijkt een van onze medewerkers graag op afstand via videobellen met u mee.

Wij zijn niet merkafhankelijk en bieden u tracheostomaproducten van diverse merken van over de hele wereld, meestal zelfs vanuit voorraad leverbaar. Op deze manier heeft u altijd de beste oplossing die voor u beschikbaar is.

Op dagelijkse basis zetten mijn collega's en ik ons voor de volle 100% in voor de best mogelijke service naar u toe als klant. Dat geldt voor iedereen binnen de MDS-familie; van instrumentmaker tot magazijnmedewerker, van productspecialist tot directeur.

Niet voor niks is onze slogan: **“MDS maakt het verschil in stem en stoma”**.

Net dat stapje meer voor de best mogelijke service!

Wij zijn dan ook erg blij dat ons laatste klanttevredenheidsonderzoek een fraaie 8,9 als rapportcijfer liet zien.

Tot slot: deze catalogus is niet compleet. Dat zou de overzichtelijkheid niet ten goede komen. Zoekt u een product wat niet in deze catalogus staat? Of heeft u vragen over de producten?

Neem dan gerust contact met ons op.

Wij helpen u graag.



Algemeen Directeur MDS BV



TIP: Meld u aan op onze webshop [www.stem-stoma.nl](http://www.stem-stoma.nl). Hier vindt u informatie over vele producten en kunt u tevens uw hulpmiddelen bestellen.

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| Inleiding   | 5  |
| 1. HME, filter of kunstneus                                   | 6  |
| 1.1 Wat is een HME?   | 6  |
| 1.2 Soorten HME's   | 7  |
| 1.3 Laryvox My Extra HME, geef kleur aan uw leven!            | 8  |
| 2. Laryvox Adhesive Baseplates                                | 9  |
| 2.1 Laryvox pleisters voor elk huidtype                       | 9  |
| 2.2 Laryvox Starterset  | 10 |
| 2.3 Laryvox huidverzorging bij stomapleisters                 | 10 |
| 3. Reiniging en verzorging                                    | 11 |
| 3.1 Reiniging stemprothese                                    | 11 |
| 3.2 Reiniging en verzorging van canules en laryngectomietubes | 12 |
| 3.3 Reiniging en verzorging algemeen                          | 13 |
| 4. Laryngotec Tubes en Buttons                                | 14 |
| 4.1 Laryngotec Tubes  | 14 |
| 4.2 Laryngotec Pro Tubes                                      | 16 |
| 4.3 Laryngotec Stoma Buttons                                  | 17 |
| 4.4 MDS XL Stoma Buttons                                      | 17 |
| 5. Canuletoebehoren   | 18 |
| 5.1 Canulebanden en fixatie                                   | 18 |
| 6. Bescherming  | 19 |
| 6.1 Tracheostomakompressen achter uw canule                   | 19 |
| 6.2 Tracheostoma-Fix foambeschermers                          | 20 |
| 6.3 Tracheostomabeschermers en sjaalbefjes                    | 21 |
| 7. Handsfree spreken  | 22 |
| 7.1 Speakfree HME   | 22 |
| 8. Spraakhulpmiddelen   | 24 |
| 8.1 Electrolarynx   | 24 |
| 8.2 Voor elke situatie een passend model                      | 25 |
| 9. Noodgevallen   | 26 |
| 9.1 Zuurstoftoediening  | 26 |
| 9.2 Emergency-set   | 27 |
| Bijlage 1 Protocol Stomapleister Plakken                      | 28 |
| Bijlage 2 Protocol Reiniging Stemprothese                     | 30 |
| Bijlage 3 Bestellen met beleid                                | 32 |



## Inleiding

MDS is uw totaalleverancier op het gebied van tracheostomazorg bij Tracheotomie en Laryngectomie. Wij zijn distributeur van het merk Fahl in Nederland. Uiteraard leveren wij ook producten van vele andere merken.

Daarnaast leveren wij op verwijzing van de behandelend arts, ook uitzuigapparatuur en vernevelapparatuur.

MDS onderscheidt zich door kennis en ervaring op het gebied van tracheostomazorg. Ons team bestaat uit medewerkers en productspecialisten met jarenlange ervaring op dit gebied en veelal afkomstig uit de zorg (o.a. verpleegkundigen en een logopedist).

Service en klantgerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij helpen u graag persoonlijk en gericht op úw situatie. Dat kan telefonisch met onze deskundige Customer Service-medewerker of bij u thuis met een Productspecialist.

Deze catalogus is een leidraad bij het bestellen van de producten die u dagelijks gebruikt. Uiteraard kunnen wij niet alles vermelden, dan ziet u door de bomen het bos niet meer. Maar mist u iets, bevat een product niet goed, of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze Customer Service, zodat we samen kunnen zoeken naar een passend product. Wij hebben namelijk vele alternatieven en probleemoplossers. U kunt ons bellen of mailen, net wat uw voorkeur heeft.

In onze webshop [www.stem-stoma.nl](http://www.stem-stoma.nl) kunt u zich aanmelden en uw bestellingen plaatsen of producten bekijken. Wij werken momenteel nog hard om deze webshop uit te breiden met handige informatie en gebruikstips.

Onze contactgegevens:

Telefoon: 050-5690038 (ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur)

Whatsapp: 050-5690038

E-mail: [orders@mdsbv.com](mailto:orders@mdsbv.com) (bestellingen)

[info@mdsbv.com](mailto:info@mdsbv.com) (informatie & vragen)

Website: [www.stem-stoma.nl](http://www.stem-stoma.nl)



## 1. HME, filter of kunstneus

### 1.1 Wat is een HME?

**HME** staat voor “Heat and Moisture Exchanger” oftewel een “warmte- en vochtwisselaar”. Een HME-cassette wordt ook wel “kunstneus” genoemd omdat het de functie van de neus overneemt. Na een laryngectomie is er immers geen verbinding meer tussen de neus en de longen. De ingeademde lucht wordt dus niet meer bevochtigd, gefilterd en verwarmd door het slijmvlies van de neus. Deze functies worden overgenomen door de HME. Het schuim in de HME bevat calciumchloride; een speciaal zout dat vocht en warmte vasthoudt uit de uitgedemde lucht. Bij inademing worden de warmte en het vocht weer afgestaan aan de koude en droge lucht die u inademt.

Gebruik van een HME is gunstig voor uw longconditie.

HME-gebruikers ervaren:

- Minder hoestprikkelers
- Minder slijmvorming
- Minder geforceerd ophoesten

De keuze voor een type HME hangt van uw persoonlijke omstandigheden af. Uw zorgprofessional kan u hierbij adviseren.

Een HME-cassette moet minimaal elke 24 uur worden vervangen, zonodig vaker.  
Een HME-cassette mag NOOIT worden uitgewassen en hergebruikt.

## WIST U DAT

U naar eigen keuze HME's met verschillende ademweerstand met elkaar kunt afwisselen?

Bijvoorbeeld:

- De Laryvox Extra HME (49860) met de hoogste ademweerstand voor 's avonds bij de TV
- De Laryvox Extra HME Highflow (49861) voor overdag tijdens huishoudelijke taken.  
Deze geeft meer lucht bij activiteit.
- De Laryvox Extra HME Sport (49863) voor een uurtje fietsen of een middag actief wandelen.

**Probeer het zelf en ervaar wat voor u de beste keuzes zijn.**

## 1.2 Soorten HME's

| LARYVOX HME-Cassettes |                      |  |            |
|-----------------------|----------------------|--|------------|
| REF                   | Omschrijving         | Eigenschap   | Verpakking |
| 49800                 | LARYVOX HME          | Normale ademweerstand  | 30 st.     |
| 49810                 | LARYVOX HME Highflow | Lichte ademweerstand   | 30 st.     |
| 49802                 | LARYVOX O2-HME       | Met zuurstofaansluiting<br>past op 15mm- en 22mm-aansluiting | 30 st.     |



- Spreken met handmatige afsluiting
- Makkelijk met een vinger af te sluiten
- Geen veersysteem, dus minder druk nodig
- Eenvoudiger bij beperkte motoriek

| LARYVOX EXTRA HME-Cassettes |                            |                                       |            |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| REF                         | Omschrijving               | Eigenschap                            | Verpakking |
| 49860                       | LARYVOX EXTRA HME          | Normale ademweerstand                 | 30 st.     |
| 49862                       | LARYVOX EXTRA HME Medium   | Lichtere ademweerstand                | 30 st.     |
| 49861                       | LARYVOX EXTRA HME Highflow | Lichte ademweerstand                  | 30 st.     |
| 49863                       | LARYVOX EXTRA HME Sport    | Lichtste ademweerstand bij activiteit | 30 st.     |



- Spreken met handmatige afsluiting
- Voor elke mate van inspanning de juiste ademweerstand
- Slim veersysteem; sluit ook af als niet in het midden wordt gedrukt

| HUMIDOTWIN |                |                      |            |
|------------|----------------|----------------------|------------|
| REF        | Omschrijving   | Eigenschap           | Verpakking |
| 46460      | HUMIDOTWIN HME | Ideaal voor de nacht | 30 st.     |



- Compact, onopvallend en licht
- Past op standaard ISO 15mm- en standaard ISO 22mm-aansluiting
- Met overdrukventiel waardoor hoesten geen probleem is
- Door luchtopeningen aan de zijkant wordt aanzuigen van kleding of beddengoed voorkomen
- Zonder spreekfunctie

### MDS Adapter to Life (REF 19984)

Deze adapter past op de pleisters en tubes met een **23mm aansluiting** en maakt het gebruik van alle merken HME's mogelijk.





### 1.3 Laryvox My Extra HME, geef kleur aan uw leven!

Combineer de voordelen van een HME met een stijlvolle uitstraling. Dat kan met de "LARYVOX MY-EXTRA-HME".

Deze Laryvox Extra HME kunt u naar eigen wens ontwerpen door een kleur te kiezen voor de behuizing en voor het deksel. Dit geeft u de mogelijkheid om een kleurcombinatie te kiezen die bij uw kleding of stemming past. Tevens zijn er diverse "huidskleuren" te kiezen.

U kunt kiezen voor een normale ademweerstand of voor HighFlow, Medium of Sport.

Neem contact op met onze Customer Service voor de bestelmogelijkheden of vraag de brochure aan.

### KLEURENOVERZICHT

Kleurschakeringen



Natuurttinten





## 2. Laryvox Adhesive Baseplates








De LARYVOX® TAPE tracheostomapleisters bieden u de mogelijkheid gebruik te maken van een HME-cassette, waardoor u op eenvoudige wijze kunt spreken en uw longconditie kunt verbeteren.

De LARYVOX® TAPE tracheostomapleisters zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, van sterk klevend tot zeer mild en huidherstellend.

Verkrijgbaar in “rond”, “ovaal” en “XL-ovaal”. Met uitzondering van de LARYVOX® TAPE HYDROSOFT zijn alle pleisters geschikt voor onder de douche.

De pleisters zijn uitgevoerd met een standaard ISO 22mm-adapter en geschikt voor alle 22mm HME-cassettes.

### 2.1 Laryvox pleisters voor elk huidtype

| Laryvox Tape        |  |  |   |
|---------------------|--|--|---|
| Type                | Eigenschappen  | Afbeelding   | Verpakking 15 st.                                       |
| <b>Hydrosoft</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrocolloïd lijmlaag</li> <li>• Milde kleefkracht</li> <li>• Geschikt voor de gevoelige huid</li> <li>• Sluit lichaamsvocht in zodat de huid droog blijft</li> <li>• Niet geschikt voor douchen</li> </ul>   |    | REF 48130 rond<br>REF 48230 ovaal<br>REF 48330 XL-ovaal |
| <b>Standard</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaard pleister</li> <li>• Gemiddelde kleefkracht</li> <li>• Geschikt voor de normale huid</li> <li>• Transparant</li> <li>• Waterbestendig</li> </ul>   |   | REF 48100 rond<br>REF 48200 ovaal<br>REF 48300 XL-ovaal |
| <b>Flexible</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dunne en flexibele pleister</li> <li>• Vormt zich goed rond (onregelmatig) stoma</li> <li>• Sterke kleefkracht</li> <li>• Geschikt voor de normale huid</li> <li>• Transparant en waterbestendig</li> <li>• Geschikt voor handsfree spreken</li> </ul>  |  | REF 48120 rond<br>REF 48220 ovaal<br>REF 48320 XL-ovaal |
| <b>Comfort</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dunne en flexibele pleister</li> <li>• Vormt zich goed rond (onregelmatig) stoma</li> <li>• Sterke kleefkracht, watervast</li> <li>• Geschikt voor de normale huid</li> <li>• Zacht en ademend materiaal</li> <li>• Geschikt voor handsfree spreken</li> </ul>  |  | REF 48140 rond<br>REF 48240 ovaal<br>REF 48340 XL-ovaal |
| <b>Hypoallergen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-allergische lijmlaag</li> <li>• Dunne en flexibele pleister</li> <li>• Vormt zich goed rond (onregelmatig) stoma</li> <li>• Sterke kleefkracht, watervast</li> <li>• Geschikt voor de gevoelige huid</li> <li>• Zacht en ademend materiaal</li> <li>• Geschikt voor handsfree spreken</li> </ul> |  | REF 48050 rond<br>REF 48150 ovaal<br>REF 48250 XL-ovaal |
| <b>Convex</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparant en waterbestendig</li> <li>• Ontworpen voor diep(er) liggende stoma</li> <li>• Honingraatstructuur biedt goede ondersteuning</li> <li>• Anti-allergische lijmlaag</li> <li>• Zeer geschikt voor handsfree spreken</li> <li>• Vorm: convex/ovaal</li> </ul>                                |  | REF 48500 ovaal   |
| <b>Extra Fine</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer dunne flexibele pleister</li> <li>• Geschikt voor onregelmatig gevormd stoma</li> <li>• Sterke kleefkracht</li> <li>• Geschikt voor de normale huid</li> <li>• Transparant en waterbestendig</li> <li>• Geschikt voor handsfree spreken</li> </ul>   |  | REF 48400 rechthoekig                                   |

Naast de Laryvox stomapleisters leveren wij uiteraard ook pleisters van andere merken. Raadpleeg hiervoor onze Customer Service.

## 2.2 Laryvox Starterset

De LARYVOX® STARTERSET biedt u de mogelijkheid om verschillende pleisters te proberen zonder hele verpakkingen te bestellen. In de Starterset zijn verschillende uitvoeringen van de LARYVOX® productlijn opgenomen, zodat u kunt proberen welke producten voor u geschikt zijn.



| LARYVOX® EXTRA HME STARTERSET |                               |   |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| REF                           | Omschrijving                  | Inhoud  |
| 48840                         | LARYVOX® EXTRA HME STARTERSET | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5x3 Laryvox Tape stomapleisters (Standard, Flexible, Hydrossoft, Comfort, Extra Fine)</li> <li>• 15x Opticlear removerdoekjes</li> <li>• 15x Optigard doekjes met barrièremiddel</li> <li>• 15x Laryvox EXTRA HME Highflow</li> <li>• 1x Laryvox Secutrach douchebeschermer</li> </ul> |

## 2.3 Laryvox huidverzorging bij stomapleisters

Voor het behoud van een gezonde huid en een goede hechting van de pleister is het belangrijk dat u de juiste producten gebruikt bij het plakken en verwijderen van de pleister. Een barrièremiddel beschermt de huid en verhoogt de kleefkracht van de pleister. Een removemiddel lost de lijmlaag op zodat de pleister veilig kan worden verwijderd. Een reinigingsdoekje ontvet de huid na het gebruik van het removemiddel. Huidverzorgingsproducten van FAHL zijn vervaardigd op plantaardige basis en zijn zeer huidvriendelijk. Voor een uitgebreid stappenplan kunt het "Protocol Stomapleister plakken" raadplegen. U vindt deze als bijlage 1 achterin deze catalogus.

| Huidverzorging en -bescherming |  |   |            |
|--------------------------------|--|---|------------|
| REF                            | Omschrijving                           | Eigenschap  | Verpakking |
| 33500                          | Opticlear Adhesive remover             | Per stuk verpakte doekjes met removemiddel                | 30 st.     |
| 33600                          | Optigard Skin Protection               | Per stuk verpakte doekjes met barrièremiddel (beschermer) | 30 st.     |
| 33200                          | Optifahl Stoma Cleaning wipes          | Per stuk verpakte reinigingsdoekjes met milde lotion      | 30 st.     |
| 33260                          | Optifahl Stoma Cleaning wipes in koker | Milde reinigingsdoekjes in handige koker                  | 60 st.     |
| 29810                          | Fahl siliconenlijm                     | Lijm voor stomapleister*                                  | 30 ml      |

\*Niet geschikt voor ieder huidtype. Raadpleeg uw behandelaar of onze Customer Service.




### 3. Reiniging en verzorging

#### 3.1 Reiniging stemprothese


Uw tracheostoma heeft dagelijkse verzorging nodig. Heeft u een stemprothese, dan moet ook deze met de juiste hulpmiddelen worden gereinigd, om zo de levensduur van de prothese en de kwaliteit van het stemgeluid te bevorderen.

Hiervoor zijn speciale producten ontwikkeld die veilig zijn voor de stemprothese en uw stoma.

Raadpleeg voor de juiste reiniging van uw stemprothese ons "Protocol Reiniging Stemprothese". Zie bijlage 2 achterin deze catalogus.







| Reiniging en verzorging van en rond de stemprothese |                                     |   |            |
|---|-------------------------------------|---|------------|
| REF   | Omschrijving                        | Eigenschap  | Verpakking |
| 29110-xx<br>• 06<br>• 08<br>• 10<br>• 12 etc.       | Laryvox DuoBrush                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stemprothesereinigingsborstel</li> <li>• Lengte volgens de maat van uw stemprothese</li> <li>• Met foamtip voor reiniging rond de stemprothese</li> <li>• In handig doosje met spiegel en lamp-clip</li> <li>• Verkrijgbaar in maat: 6, 8, 10, 12, 18</li> </ul> | 6 st.      |
| IN4050  | Blom-Singer Flushing device         | Reiniging van de Blom-Singer stemprothese   | 3 st.      |
| 69101   | Laryvox Stoma Light                 | LED zaklampje past op de Laryvox DuoBrush   | 1 st.      |
| 35000   | Laryvox Tweezers                    | Kniepincet  | 1 st.      |
| 58000   | Laryvox Nebulizer                   | Verstuiver voor bevochtiging met Natriumchloride  | 1 st.      |
| 25800   | Laryvox Universele stemprotheseplug | Sluit de stemprothese af bij lekkage, past op elk merk  | 1 st.      |
| IN4070  | Blom Singer Plug 20Fr.              | Sluit de Blom-Singer stemprothese af bij lekkage  | 1 st.      |



### 3.2 Reiniging en verzorging van canules en laryngectomietubes

Voor het reinigen en gebruik van uw canules leveren wij de volgende producten:

| REF                              | Omschrijving  | Afbeelding  | Maat   | Verp.  |
|----------------------------------|---|---|--------|--------|
| 31850-04<br>t/m<br>31850-14      | Optibrush canuleborstel zonder top  |  | 4 - 14 | 4 st.  |
| 31855-05<br>t/m<br>31855-14      | Optibrush Plus canuleborstel met zachte vezeltop  |  | 5 - 14 | 4 st.  |
| 31800-06<br>t/m<br>31800-14      | Optibrush Basic canuleborstel met zachte woltop   |  | 6 - 14 | 4 st.  |
| 31011-08<br>31011-10<br>31011-12 | Optibrush Set, canulereinigingsset.<br>Bevat reinigingspoeder, een reinigingscontainer en<br>canuleborstels (verkrijgbaar in 3 verschillende maten) |  | 8 - 12 | Set    |
| 31110                            | Optibrush Clean reinigingspoeder  |   | 100 gr | 1 st.  |
| 31200                            | Optibrush reinigingsdoos met zeefinzet  |   |        | 1 st.  |
| 31180                            | Opticit desinfectiemiddel voor canules  |   | 250 ml | 1 fles |

## WIST U DAT

Wij u graag persoonlijk uitleg geven tijdens een gesprek of vrijblijvend bezoek aan huis over:

- Onze producten en het juiste gebruik ervan
- De beste productkeuze voor uw situatie. (Dit altijd in samenspraak met uw behandelaar)
- Reiniging en verzorging van uw huid, de stemprothese of de canule
- De keuze van de juiste pleister en het plakken van de pleister
- Het bieden van productoplossingen

Onze productspecialisten zijn vakkundig en hebben jarenlange ervaring op het gebied van tracheostomazorg.

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met onze Customer Service via 050-5690038.

### 3.3 Reiniging en verzorging algemeen

Voor de algemene verzorging van uw tracheostoma, uw huid en de canules die u gebruikt hebben wij een ruim assortiment producten. Onderstaand vindt u de meestgebruikte. Mist u iets of heeft u specifieke wensen? Neemt u dan (bij voorkeur telefonisch) contact op met onze Customer Service om de juiste producten te bestellen.

| REF      | Omschrijving   | Maat         | Verpakking   |
|----------|--|--------------|--------------|
| N40-050  | LCH Pure non-woven kompres 5x5cm                                 | 5 x 5 cm     | Pak 100 st.  |
| N40-100  | LCH Pure non-woven kompres 10x10cm                               | 10 x 10 cm   | Pak 100 st.  |
| 30200    | Fahl gaaskompressen non-woven 8-laags                            | 10 x 10 cm   | Pak 100 st.  |
| 30300    | Fahl gaaskompressen non-woven 4-laags                            | 10 x 10 cm   | Pak 100 st.  |
| 2510800  | Wattenstaafje Noba hout kleine prop                              | 15 cm        | Pak 100 st.  |
| 2510810  | Wattenstaafje Comed kunststof grote prop                         | 15 cm        | Pak 50 st.   |
| 31910    | Optibrush Swab, reinigungsstaafje met klein schuimkopje          |              | 30 st.       |
| 31920    | Optibrush Swab XL, reinigungsstaafje met groot schuimkopje       |              | 30 st.       |
| 3570310  | NatriumChloride 0,9% druppelvloeistof zoutoplossing              | 30 ml        | Pak 20 st.   |
| DST-1005 | Spuitjes 5ml voor druppelen tracheostoma                         | 5 ml         | Pak 20 st.   |
| DST-1002 | Spuitjes 2ml voor druppelen tracheostoma                         | 2 ml         | Pak 30 st.   |
| dcl42307 | Arachideolie – zoete olie  | 100 ml       | Fles         |
| 31525    | Optifluid Stomaolie  | 25 ml        | Fles         |
| 31550    | Optifluid Stomaolie doekjes per stuk verpakt                     |              | Zak 30 st.   |
| 3343E    | Cavilon Barrièremiddel swabs                                     |              | Doos 25 st.  |
| MS407W   | Skin Tac Wipe (Barrièremiddel)                                   |              | Doos 50 st.  |
| WAD50    | Welland Remove doekjes   |              | Doos 50 st.  |
| 47400    | Laryvox douchebeschermer (past op canule en pleister)            | 15 & 22 mm   | 1 st.        |
| 36105    | Fahl Optifluid Lubricant Gel (inbrengen canule)                  | 3 gr. sachet | Doos 100 st. |
| 36100    | Fahl Optifluid Lubricant gel tube (inbrengen canule)             | 20 gr.       | 1 tube       |
| 47000    | Secutrach douchemapje met halsbandje                             |              | 1 st.        |
| 01.132   | Gyneas glijmiddel op waterbasis in pompflesje (inbrengen canule) | 250 ml       | Fles         |
| K-Y gel  | K-Y glijmiddel op waterbasis in tube (inbrengen canule)          | 82 gr.       | Tube         |
| TPR145   | MDS tracheostomapincet recht 14,5CM                              | 14,5 cm      | 1 st.        |
| 10681    | Bajonet pincet   | 14 cm        | 1 st.        |

## 4. Laryngotec Tubes en Buttons

Fahl biedt een uitgebreid assortiment aan Tubes en Buttons voor gelaryngectomeerden; met of zonder fenestratie, geschikt voor in de pleister, etc. De juiste maat wordt bepaald door uw zorgverlener. Tubes en Buttons hebben een levensduur van maximaal 6 maanden.

### 4.1 Laryngotec Tubes

- Van zacht siliconenmateriaal
  - Met schildje voor betere afsluiting
  - Beschikbaar in 3 lengtes
  - Maatwerk mogelijk
- KOMBI: met 22mm-aansluiting voor HME
  - LINGO: met fenestratie (gaatjes) om spreken mogelijk te maken
  - CLIP: geschikt om in een pleister te plaatsen



| LARYNGOTEC Tubes (1/2) |      |    |    |                |             |             |                  |
|------------------------|------|----|----|----------------|-------------|-------------|------------------|
| Type:                  |      |    |    | KOMBI          | LINGO KOMBI | KOMBI CLIP  | LINGO KOMBI CLIP |
| Bevestiging:           |      |    |    | canuleband     |             | in pleister |                  |
| Fenestratie:           |      |    |    | zonder gaatjes |             | met gaatjes |                  |
| Maat                   | O.D. | LR | LH | REF:           | REF:        | REF:        | REF:             |
| 7                      | 10.2 | 44 | 38 | 14920-0744     | 14720-0744  | 14830-0744  | 14820-0744       |
|                        | 10.2 | 62 | 54 | 14920-0762     | 14720-0762  | 14830-0762  | 14820-0762       |
|                        | 10.2 | 65 | 56 | 14920-0765     | 14720-0765  | 14830-0765  | 14820-0765       |
| 8                      | 11.2 | 44 | 38 | 14920-0844     | 14720-0844  | 14830-0844  | 14820-0844       |
|                        | 11.2 | 62 | 54 | 14920-0862     | 14720-0862  | 14830-0862  | 14820-0862       |
|                        | 11.2 | 70 | 61 | 14920-0870     | 14720-0870  | 14830-0870  | 14820-0870       |
| 9                      | 12.4 | 44 | 36 | 14920-0944     | 14720-0944  | 14830-0944  | 14820-0944       |
|                        | 12.4 | 62 | 55 | 14920-0962     | 14720-0962  | 14830-0962  | 14820-0962       |
|                        | 12.4 | 75 | 65 | 14920-0975     | 14720-0975  | 14830-0975  | 14820-0975       |
| 10                     | 13.4 | 44 | 36 | 14920-1044     | 14720-1044  | 14830-1044  | 14820-1044       |
|                        | 13.4 | 62 | 55 | 14920-1062     | 14720-1062  | 14830-1062  | 14820-1062       |
|                        | 13.4 | 85 | 75 | 14920-1085     | 14720-1085  | 14830-1085  | 14820-1085       |

O.D.: Buitendiameter van de tube in mm  
 LR: Lengte gemeten over de ruglijn van de canulebuis (buitenbocht)  
 LH: Lengte gemeten over de hartlijn van de canulebuis (middellijn)



| LARYNGOTEC Tubes (2/2) |      |    |    |                |             |                |                  |
|------------------------|------|----|----|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Type:                  |      |    |    | KOMBI          | LINGO KOMBI | KOMBI CLIP     | LINGO KOMBI CLIP |
| Bevestiging:           |      |    |    | canuleband     | canuleband  | in pleister    | in pleister      |
| Fenestratie:           |      |    |    | zonder gaatjes | met gaatjes | zonder gaatjes | met gaatjes      |
| Maat                   | O.D. | LR | LH | REF:           | REF:        | REF:           | REF:             |
| 11                     | 14.4 | 44 | 36 | 14920-1144     | 14720-1144  | 14830-1144     | 14820-1144       |
|                        | 14.4 | 62 | 55 | 14920-1162     | 14720-1162  | 14830-1162     | 14820-1162       |
|                        | 14.4 | 87 | 76 | 14920-1187     | 14720-1187  | 14830-1187     | 14820-1187       |
| 12                     | 15.4 | 44 | 36 | 14920-1244     | 14720-1244  | 14830-1244     | 14820-1244       |
|                        | 15.4 | 62 | 55 | 14920-1262     | 14720-1262  | 14830-1262     | 14820-1262       |
|                        | 15.4 | 90 | 77 | 14920-1290     | 14720-1290  | 14830-1290     | 14820-1290       |
| 13                     | 16.6 | 44 | 37 | 14920-1344     | 14720-1344  | 14830-1344     | 14820-1344       |
|                        | 16.6 | 62 | 55 | 14920-1362     | 14720-1362  | 14830-1362     | 14820-1362       |
|                        | 16.6 | 90 | 77 | 14920-1390     | 14720-1390  | 14830-1390     | 14820-1390       |

O.D.: Buitendiameter van de tube in mm  
 LR: Lengte gemeten over de ruglijn van de canulebuis (buitenbocht)  
 LH: Lengte gemeten over de hartlijn van de canulebuis (middellijn)


### TIP!

Noteer in onderstaand overzicht welke tubes u in gebruik heeft. Dat maakt nabestellen makkelijker. Neem de gegevens over van de verpakking voordat u deze weggooit. (LET OP, de grijze tekst in de eerste rij betreft een voorbeeld.)

| REF /Artikelnummer | Maat  | Opmerkingen | Datum in gebruik |
|--------------------|-------|-------------|------------------|
| bijv. 14722-1036   | 10/36 | Met gaatjes | 22/06/2021       |
|                    |       |             |                  |
|                    |       |             |                  |
|                    |       |             |                  |
|                    |       |             |                  |
|                    |       |             |                  |
|                    |       |             |                  |

## 4.2 Laryngotec Pro Tubes

- Conisch gevormd, medisch siliconen; zacht, buigzaam en licht
- Transparant, onopvallend ontwerp
- Ergonomisch ontworpen canuleschild biedt optimaal draagcomfort
- Met 22mm-adapter
- Te dragen in combinatie met canuleband of clips (bijvoorbeeld Laryvox SimplyFix, REF 32680)
- Verkrijgbaar met en zonder fenestratie (gaatjes om spreken te vergemakkelijken)



| LARYNGOTEC Tubes |      |      |    |                |                 |                |                      |
|------------------|------|------|----|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Type:            |      |      |    | PRO KOMBI      | PRO KOMBI LINGO | PRO KOMBI CLIP | PRO KOMBI CLIP LINGO |
| Bevestiging:     |      |      |    | canuleband     | canuleband      | in pleister    | in pleister          |
| Fenestratie:     |      |      |    | zonder gaatjes | met gaatjes     | zonder gaatjes | met gaatjes          |
| Maat             | O.D. | LR   | LH | REF:           | REF:            | REF:           | REF:                 |
| 8                | 12   | 42   | 36 | 14922-0836     | 14722-0836      | 14835-0836     | 14825-0836           |
|                  | 12   | 65,5 | 55 | 14922-0855     | 14722-0855      | 14835-0855     | 14825-0855           |
| 9                | 13,5 | 42   | 36 | 14922-0936     | 14722-0936      | 14835-0936     | 14825-0936           |
|                  | 13,5 | 65,5 | 55 | 14922-0955     | 14722-0955      | 14835-0955     | 14825-0955           |
| 10               | 15   | 42   | 36 | 14922-1036     | 14722-1036      | 14835-1036     | 14825-1036           |
|                  | 15   | 65,5 | 55 | 14922-1055     | 14722-1055      | 14835-1055     | 14825-1055           |
| 12               | 17   | 42   | 36 | 14922-1236     | 14722-1236      | 14835-1236     | 14825-1236           |
|                  | 17   | 65,5 | 55 | 14922-1255     | 14722-1255      | 14835-1255     | 14825-1255           |

O.D.: Buitendiameter van de tube in mm

LR: Lengte gemeten over de ruglijn van de canulebuis (buitenbocht)

LH: Lengte gemeten over de hartlijn van de canulebuis (middellijn)

- KOMBI: met 22mm-aansluiting voor HME
- KOMBI LINGO: met fenestratie (gaatjes) om spreken mogelijk te maken
- CLIP: met 22 mm aansluiting voor HME
- KOMBI CLIP LINGO: met fenestratie (gaatjes) om spreken mogelijk te maken





### 4.3 Laryngotec Stoma Buttons

Een Stoma button wordt aangemeten door uw zorgprofessional. Heeft u nog nooit een Stoma button gehad, neemt u dan eerst contact op met uw logopedist, verpleegkundige of Poli KNO.



| LARYNGOTEC KOMBI Stoma buttons |           |      |    |            |                |
|--------------------------------|-----------|------|----|------------|----------------|
|                                |           |      |    | FIX        |                |
| Maat                           | Type      | O.D. | L. | Met oogjes | Zonder oogjes* |
| 8                              | Standaard | 11   | 22 | 15950-08   | 15955-08       |
| 8                              | Kort      | 11   | 15 | 15960-08   | 15965-08       |
| 9                              | Standaard | 12   | 22 | 15950-09   | 15955-09       |
| 9                              | Kort      | 12   | 15 | 15960-09   | 15965-09       |
| 10                             | Standaard | 13   | 22 | 15950-10   | 15955-10       |
| 10                             | Kort      | 13   | 15 | 15960-10   | 15965-10       |
| 11                             | Standaard | 14   | 22 | 15950-11   | 15955-11       |
| 11                             | Kort      | 14   | 15 | 15960-11   | 15965-11       |
| 12                             | Standaard | 15   | 22 | 15950-12   | 15955-12       |
| 12                             | Kort      | 15   | 15 | 15960-12   | 15965-12       |

*KOMBI: Met 22mm-aansluiting voor HME*

*Maat: Komt overeen met de binnendiameter*

*O.D.: Buitendiameter van de schacht in mm.*

*L: Lengte van de gehele schacht, incl. inwendige verdikking*

*\* Zonder oogjes is niet meer in iedere maat leverbaar. Dit product zal t.z.t. uit het assortiment gaan.*

### 4.4 MDS XL Stoma Buttons

Voor de gebruiker die een grotere diameter nodig heeft, hebben wij Buttons laten maken met een diameter van 19mm. Raadpleeg hiervoor eerst uw behandelend zorgprofessional.

| MDS XL Stoma Buttons volgens "Barton-Mayo" |           |      |    |               |
|--|-----------|------|----|---------------|
| Maat                                       | Type      | O.D. | L. | Artikelnummer |
| 19/15                                      | Kort      | 19   | 15 | MDS-BM1915    |
| 19/22                                      | Standaard | 19   | 22 | MDS-BM1922    |
| 19/30                                      | Lang      | 19   | 30 | MDS-BM1930    |

## 5. Canuletoebehoren

### 5.1 Canulebanden en fixatie

Om uw canule te fixeren kunt u gebruik maken van een canuleband. U kunt kiezen voor een eendelige of tweedelige band in de kleuren wit, blauw en beige.

Een tweedelige band geeft u de mogelijkheid de beide delen van de band eerst te bevestigen aan de oogjes van uw tube, dan de tube in te brengen en vervolgens de band te sluiten in de nek op de gewenste maat.

Bij een eendelige band bevestigt u de band aan één zijde van de tube en wordt de andere kant bevestigd na het inbrengen van de tube. Dat kan wat lastiger zijn. Bij de eendelige band bestaat echter minder risico op ongewild losraken van het klittenband in de nek.


Uiteraard zal uw logopedist of verpleegkundige u hebben geadviseerd welke band geschikt is. U kunt ook contact opnemen met MDS voor advies of als u een andere soort, maat of type band wilt proberen.



In onderstaand overzicht vindt u de meest gebruikte canulebanden:

| Canulebanden eendelig  |  |                      |             |
|------------------------|--|----------------------|-------------|
| REF                    | Omschrijving                               | Maat                 | Verpakking* |
| 32610                  | Neckfix Blue K                             | 30-45 cm             | Doos 10 st. |
| 32620                  | Neckfix Wit K                              | 30-45 cm             | Doos 10 st. |
| 32622                  | Neckfix Beige K                            | 30-45 cm             | Doos 10 st. |
| Canulebanden tweedelig |  |                      |             |
| 32550                  | Optiflaush K wit                           | 24-45 cm             | Doos 10 st. |
| 32553                  | Optiflaush K beige                         | 24-45 cm             | Doos 10 st. |
| 32552                  | Optiflaush Slim K wit                      | 24-45 cm smalle band | Doos 10 st. |
| 32630                  | Neckfix Duo K wit                          | 30-53 cm             | Doos 10 st. |
| 32622                  | Neckfix Duo beige K                        | 30-53 cm             | Doos 10 st. |
| 240                    | Dale tweedelige band blauw-wit klittenband |                      | Doos 10 st. |
| 7668                   | Provox tubeholder met haakjes              |                      | 1 st.       |

\*Wanneer u een bandje wilt uitproberen kunt u ook per stuk bestellen

| Bevestiging met fixatieplakkers |   |  |             |
|---------------------------------|---|--|-------------|
| 32680                           | Laryvox Simply Fix; kleine pleister met klittenbandje om de tube mee te fixeren. Geheel disposable. |  | Doos 40 st. |
| 7669                            | Provox Laryclips; pleister met klittenband en haakje/clip (hergebruik) om de tube mee te fixeren.   | 40 pleisters en 8 clips  | Doos 40 st. |

## 6. Bescherming

### 6.1 Tracheostomakompressen achter uw canule

Om de huid achter het canuleschildje droog te houden en te beschermen, vocht op te vangen en om de druk van het canuleschildje te verminderen kunt u een kompres achter de canule dragen. Tracheostomakompressen zijn hier speciaal voor gemaakt en zijn veelal voorzien van een ronde uitsnijding voor de canule en een "slit"; een insnijding die het verschonen mogelijk maakt zonder de canule te verwijderen. Er zijn vele soorten en maten kompressen, passend bij uw behoeften en uw situatie op dat moment.

Hieronder vindt u de meestgebruikte soorten. Voor meer varianten kunt u contact met ons opnemen.

- Metaline of aluline (zilver laagje) voorkomt verkleving van het kompres op een wond of beschadigde huid.
- Foam (schuim) verlaagt de druk van het schildje en is zeer comfortabel.
- Vliesstof (1-, 2-, of 3-laags) is sterk absorberend. Verkrijgbaar in verschillende maten, met en zonder slit.

| Foamkompressen   |   |              |                 |
|--|---|--------------|-----------------|
|     |   |              |                 |
| REF  | Omschrijving  | Maat         | Verpakking      |
| 30860  | Sensofoam kompres   | 10 x 9 cm    | Doos 10 st.     |
| 30861  | Sensofoam small kompres   | 6,5 x 6,5 cm | Doos 10 st.     |
| 30862  | Sensofoam Pad (ovaal)   | 7,8 x 3,8 cm | Doos 10 st.     |
| 30864  | Sensofoam Pad Professional (ovaal met fixatie-openingen)                  | 7,8 x 3,8 cm | Doos 10 st.     |
| 90604  | Tegaderm Foam 3M  | 8,9 x 8,9 cm | Doos 10 st.     |
| Aluline / Metaline   |   |              |                 |
|  |   |              |                 |
| 30030  | Sensotrach Alu Slit (eenlaags vliesstof rechthoekig)                      | 8 x 10 cm    | Verp. 10 st.    |
| 30663  | Sensotrach Duo Alu Slit (tweelaags vliesstof ergonomisch gevormd)         | 9 x 9,8 cm   | Verp. 10 st.    |
| 23094  | Metaline kompres  | 8 x 9 cm     | Doos 50 st.     |
| 30524  | Sensotrach Uno Ped Alu Slit (eenlaags vliesstof ergonomisch gevormd)      | 6 x 7 cm     | Verp. 10 st.    |
| Vliesstof  |   |              |                 |
|  |   |              |                 |
| 30669  | Sensotrach Duo Skin Slit (tweelaags vliesstof ergonomisch gevormd, beige) | 9 x 9,8 cm   | Verp. 10 st.    |
| 30609  | Sensotrach Duo Slit (tweelaags vliesstof ergonomisch gevormd, wit)        | 9 x 9,8 cm   | Verp. 10 st.    |
| 30521  | Sensotrach Uno Slit (eenlaags vliesstof ergonomisch gevormd, wit)         | 9 x 9,8 cm   | Verp. 10 st.    |
| Overig (zonder specifieke eigenschappen t.b.v. de tracheostoma)                      |   |              |                 |
| 421535   | Medicomp Drain gaaskompres met slit 6-laags                               | 10 x 10 cm   | Doos 25 x 2 st. |

## 6.2 Tracheostoma-Fix foambeschermers

Het kan voorkomen dat u tijdelijk geen pleister kunt gebruiken, bijvoorbeeld na bestraling of bij een ernstig geïrriteerde huid. Om uw tracheostoma toch zo goed mogelijk te beschermen tegen koude en ongefilterde lucht, kunt u gebruik maken van een foambeschermer met een of meer plakstrips, bekend als “Tracheofix, Laryngofix, Larytape of Tracheostomafix”. De meest gebruikte vormen en maten staan weergegeven in onderstaande tabel. Voor meer varianten kunt u contact met ons opnemen.



| Vierkant   |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
| REF  | Omschrijving   | Maat         | Verpakking   |
| 45400  | Tracheofix S Beige 1 plakstrip   | 5,5 x 6 cm   | Verp. 10 st. |
| 45500  | Tracheofix L Beige 1 plakstrip   | 7 x 7 cm     | Verp. 10 st. |
| 45505  | Tracheofix S Plus Beige 2 plakstrips   | 5,5 x 6 cm   | Verp. 10 st. |
| 45510  | Tracheofix L Plus Beige 2 plakstrips   | 7 x 7 cm     | Verp. 10 st. |
| Ovaal  |  |              |              |
| 45900  | Laryngofix S Beige 1 plakstrip   | 4 x 5,5 cm   | Verp. 10 st. |
| 45950  | Laryngofix L Beige 1 plakstrip   | 4,8 x 6,7 cm | Verp. 10 st. |
| 45972  | Laryngofix Touch L Beige 1 plakstrip (met schijf voor afsluiting voor spreken) | 4,8 x 6,7 cm | Verp. 10 st. |
| 45960  | Larytape S plakstrip rondom*   | 4 x 5,5 cm   | Verp. 10 st. |
| 45962  | Larytape L plakstrip rondom*   | 4,8 x 6,7 cm | Verp. 10 st. |
| 45963  | Larytape XL plakstrip rondom*  | 6 x 8,5 cm   | Verp. 10 st. |
| *Larytape S, L en XL zijn tevens verkrijgbaar als “Touch”-variant met schijf |  |              |              |



## 6.3 Tracheostomabeschermers en sjaalbefjes

MDS biedt een zeer ruim assortiment aan tracheostomabeschermers en sjaalbefjes in verschillende stofkwaliteiten, diktes, kleuren en dessins. Een tracheostomabeschermer kunt u dragen onder bijvoorbeeld een overhemd, blouse of pullover. In onderstaande tabel staan de verschillende typen vermeld. Raadpleeg voor de verkrijgbare kleuren onze Customer Service. U kunt de kleurenkaart aanvragen via [info@mdsbv.com](mailto:info@mdsbv.com)

| Tracheotex |   |
|------------|---|
| REF        | Omschrijving  |
| 42000      | Tracheotex Scarf met klittenbandsluiting enkellaags katoen/polyester, zeer doorlatend |
| 40100      | Tracheotex Bib 3-laags met klittenbandsluiting, Diolen Tule, zeer doorlatend          |
| 40200      | Tracheotex Bib 5-laags met klittenbandsluiting, Diolen Tule, zeer doorlatend          |
| 40300      | Tracheotex Bib 8-laags met klittenbandsluiting, Diolen Tule, zeer doorlatend          |
| 43301      | Tracheotex Shirt, T-shirtmodel tricot   |
| 43302      | Tracheotex Rolli Zip, fijngebreid, T-shirtmodel met ritssluiting                      |
| 43000      | Tracheotex Rolli Klett, fijngebreid, sjaalmodel met klittenbandsluiting               |



Benieuwd naar de mogelijkheden qua stoffen en kleuren?  
Vraag de Fahl kleurenkaart aan via [info@mdsbv.com](mailto:info@mdsbv.com)



## 7. Handsfree spreken

### 7.1 Speakfree HME

De mogelijkheid om te kunnen spreken zonder de HME af te hoeven sluiten met uw vinger is voor veel gelaryngectomeerden een grote wens. U heeft immers uw handen vrij om bijvoorbeeld te gebaren of iets te noteren tijdens het telefoneren zoals u gewend was voor uw operatie.

Helaas is handsfree spreken niet voor elke gelaryngectomeerde mogelijk. Ook is dit in de beginfase van het revalidatietraject na de operatie nog niet aan de orde. De nieuwe situatie moet eerst goed herstellen. Uw behandelend arts, logopedist, verpleegkundige of andere zorgprofessional, kan bepalen of en wanneer handsfree spreken geprobeerd kan worden. Uw logopedist zal de juiste spreektechnieken met u oefenen. Dit is belangrijk voor een goed resultaat.

De **Blom Singer "SpeakFree HME"** is een innovatieve automatische spreekklep en HME-filter in één. Deze spreekklep is met een simpele draaibeweging in te stellen op de klepweerstand die u op dat moment het best bevalt; traploos van "light" tot "extra strong".

De SpeakFree HME is in zijn geheel disposable, dus u hoeft geen filters te vervangen of de klep te reinigen. Zo bent u elke dag opnieuw verzekerd van een schoon en nieuw exemplaar.

**Belangrijk:** Zoals elke automatische spreekklep mag ook de SpeakFree HME uitsluitend overdag gedragen worden. Gebruik tijdens het slapen een normale HME-cassette zoals de Laryvox Extra HME.

#### Verkrijgbaar in twee ademweerstand:




- ClassicFlow (normale ademweerstand)
- EasyFlow (lagere ademweerstand)



De SpeakFree HME spreekklep heeft een standaard 22mm-aansluiting en past op alle merken stomapleisters en laryngectomietubes met een standaard 22mm-aansluiting.\*

*\* Maakt u gebruik van een pleister met een 23mm-aansluiting?  
Bestel dan de MDS 23-22 Ring Adapter. (REF 19989)*



| REF      | Omschrijving   | Verpakking | Afbeelding   |
|----------|--|------------|--|
| BE1090EF | Blom Singer SpeakFree HME Easyflow incl. 5 Cross-bars*   | doos 30    |   |
| BE1090EZ | Blom Singer Speakfree HME ClassicFlow incl. 5 Crossbars* | doos 30    |   |
| 19989    | MDS 23-22 Ring Adapter                                   | 2 st.      |  |

\* De "Crossbar" is een beugeltje dat eenvoudig op de instelring te plaatsen is voor nog makkelijkere bediening. Het voorkomt tevens afsluiting door textiel.



## 8. Spraakhulpmiddelen

### 8.1 Electrolarynx

Een Electrolarynx biedt de mogelijkheid tot verbale communicatie in situaties waarin “spreken met stem of stemprothese” niet mogelijk is. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld in afwachting van een stemprothese of wanneer spreken met een stemprothese nog niet lukt. Het kan ook langduriger of zelfs permanent zijn dat u gebruik maakt van een electrolarynx. Voor elke situatie is een passend type electrolarynx beschikbaar. Dit varieert van heel simpel voor de incidentele gebruiker, tot meer gecompliceerd met uitgebreide mogelijkheden en geluidsresultaten voor de gevorderde gebruiker.

Voor het bestellen van een electrolarynx is een verwijzing van een logopedist of arts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Neemt u voor meer informatie contact op met onze Customer Service.

#### Hoe werkt het?

Het apparaat wordt tegen de mondbodem geplaatst en geeft een zoemtoon als de knop wordt ingedrukt. Op dit geluid kan de spreker articuleren zonder zelf stem te geven. Dit vergt enige training. Uw logopedist beoordeelt of een electrolarynx een oplossing voor u is, welk type bij u past en helpt u bij het gebruik ervan.





## 8.2 Voor elke situatie een passend model

**Blom-Singer Electrolarynx Digital:** Eenvoudig te bedienen met twee knoppen. Instelbare toonhoogte (40Hz-170Hz) en volume. Met oral-adapter voor directe overdracht van geluid naar de mondholte. Voorzien van 9V-batterij.



**LABEX DIGITAL:** Betrouwbaar, lichtgewicht en zeer eenvoudig in gebruik. Eénknopsbediening met instelbare toonhoogte en volume. Spatwaterdicht. Voorzien van 9V-batterij. Spreektijd 4 uur.

**LABEX COMFORT:** Betrouwbaar, lichtgewicht en eenvoudig in gebruik. Twee spreekknoppen met elk vooraf instelbare toonhoogte en volume. Spatwaterdicht. Voorzien van 9V-batterij. Spreektijd 4 uur.



**LABEX HARMONY:** Elegant design in RVS met twee volledig instelbare, prettig te bedienen spreekknoppen en een prettig realistisch geluid. De oplaadbare batterij heeft een spreektijd van meer dan 40 uur en kan via USB worden opgeladen.

**LABEX INSPIRATION:** De meest uitgebreide en luxe electrolarynx voor de gevorderde gebruiker met hoge spreek-eisen. Spreektoonhoogte en volume zijn tijdens het spreken te wijzigen middels "touch-control". Superieur geluid, geheel naar eigen wens aan te passen. Batterij gaat 2 weken mee bij gemiddeld gebruik en is via USB op te laden.



## 9. Noodgevallen

In geval van nood, bij ambulancevervoer of wanneer beademing noodzakelijk is, is het niet vanzelfsprekend dat een hulpverlener is voorbereid op een gelaryngectomeerde patiënt. Zo heeft een ambulance niet standaard de materialen aan boord voor beademing en zuurstoftoediening op het tracheostoma. U kunt hier zelf op voorbereid zijn met de volgende hulpmiddelen.

### 9.1 Zuurstoftoediening

Als er zuurstof moet worden gebruikt moet die op een veilige en effectieve manier kunnen worden toegediend via het tracheostoma. Met onze zuurstof-adapters is dit mogelijk.



#### **MDS Flexibele HME-Adapter met zuurstofaansluiting (REF 19888)**

Deze adapter plaatst u op uw canule, tube of stomapleister. Daarop plaatst u uw HME zoals u gewend bent. De zachte siliconenring zorgt ervoor dat uw HME goed blijft zitten. Deze adapter past zowel op de standaard 15mm-aansluiting van een tracheacanule als op de standaard 22mm-aansluiting van een tube of pleister.



#### **MDS HME-Adapter met zuurstofaansluiting (REF 19815)**


Deze adapter past op de 22mm-aansluiting van uw tube of pleister. Daarop plaatst u uw HME zoals u gewend bent.

## WIST U DAT

MDS ook uw leverancier is voor vernevel- en uitzuigapparatuur?

U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Neem voor meer informatie contact op met MDS Customer Service via 050-5690038 of via mail [info@mdsbv.com](mailto:info@mdsbv.com)



## 9.2 Emergency-set

De Laryvox Emergencyset is een complete set voor acute hulp in noodgevallen, bij beademing en zuurstoftoediening. De onderdelen zijn tevens los verkrijgbaar.

De meeste ambulances zijn niet uitgerust met specifieke hulpmiddelen voor beademing en zuurstoftoediening bij mensen met een tracheostoma. Helaas komt het nog regelmatig voor dat er zuurstof wordt toegediend via een neusbrilletje of met een los slangetje in het stoma. Met de Emergencyset in huis, onderweg of bijvoorbeeld op vakantie in de caravan bent u goed voorbereid en biedt u de hulpverlener de middelen om de beste zorg te kunnen bieden.

De eerste minuten zijn cruciaal. Met een speciaal beademingskapje voor op het stoma kan iedereen direct hulp verlenen in afwachting van de ambulance.

De Laryvox Emergencyset draagt bij aan een snelle en efficiënte hulpverlening.

### De laryvox Emergency-set bevat:



#### **1 x Beademingsmasker met mondstuk met ventiel**

Maakt mond-op-stoma-beademing eenvoudiger. De klep voorkomt terugstromen van de ingeblazen lucht. Het mondstuk kan los van het masker geplaatst worden op een 15mm-aansluiting van een canule of m.b.v. de 15-22mm-adapter rechtstreeks op een stomapleister.

#### **1 x Noodkaartje en deursticker**

Om aan te geven aan hulpverleners dat u door een stoma ademt.

#### **1 x Tracheostomaspreider**

Hiermee wordt het tracheostoma op veilige wijze opgehouden.

#### **5 x Comfort pleisters**

Ter bevestiging van een zuurstofadapter of HME bij patiënten die geen pleister of tube gebruiken.

#### **1 x Canule met cuff voor actieve beademing**

Tracheotec Vario maat 7 met cuff voorzien van standaard ISO 15-mm aansluiting voor beademingsapparatuur.

#### **1 x Zuurstofslangetje**

Aansluiting past op de zuurstofadapter.

#### **1 x 15-22mm-adapter**

Koppelstukje tussen de 15- en 22mm-aansluitingen. Bijvoorbeeld tussen mondstuk en canule of mondstuk en pleister.

#### **3 x Optifluid olieboekjes**

Doekjes doordrenkt met een neutrale zachte olie voor het soepel inbrengen van een tracheacanule.

#### **5 x Laryvox O2-adapter**

Voor toediening van zuurstof. Past zowel op de 15mm-aansluiting van de canule als op een stomapleister (22mm)

#### **Geleverd in een handzaam en opvallend koffertje**

**TIP: Voeg de MDS Flexibele HME Adapter met zuurstofaansluiting (REF 19888) toe aan uw Emergency-set.**

Deze adapter past zowel op de standaard 15mm-aansluiting van een tracheacanule als op de standaard 22mm-aansluiting van een tube of pleister.

**Maakt u gebruik van een pleister met een 23mm-aansluiting?**

Bestel dan ook de MDS 23-22 Ring Adapter. (REF 19989)

## Bijlage 1 Protocol Stomapleister Plakken

In dit informatieblad leggen we stap voor stap uit hoe u de stomapleister op de juiste manier plakt en weer verwijdert. Tevens komen de benodigde producten aan de orde.

De volgende stappen worden besproken:

1. Voorverwarmen
2. Het verwijderen van de gebruikte pleister
3. Het reinigen van de huid
4. Het voorbereiden van de huid
5. Het plakken van de nieuwe pleister & Het gebruik van siliconenlijm

### **Belangrijk:**

Neem voor het beste resultaat voldoende tijd en ga zorgvuldig te werk bij het verwijderen en opnieuw plakken van een stomapleister.

### 1. Voorverwarmen

Wij adviseren u de pleister voor te verwarmen voordat u aan de stappen begint. Dit kan door deze tijdens de handelingen van stap 2 en 3 onder uw bovenbeen te leggen (als u zittend werkt) zodat deze uw lichaamstemperatuur kan aannemen. Zo wordt de lijm zacht en zal de pleister beter plakken.

### 2. Het verwijderen van de gebruikte pleister

Om de huid te sparen is het belangrijk om de pleister voorzichtig te verwijderen. Trekt u de pleister zomaar van de huid af, dan trekt u elke keer een heel dun laagje van de huid mee. Op den duur zal de huid geïrriteerd raken en kunnen er wondjes ontstaan.

Gebruik voor het verwijderen van de pleister een remove-middel zoals **OPTICLEAR® Adhesive Remover (REF 33500)**

Deze doekjes bevatten een huidvriendelijke vloeistof die de lijm laag oplost.

Breng de vloeistof met het doekje aan op de pleister. Week daarna voorzichtig de randen los door de lijm op te lossen. Verwijder zo de hele pleister. Als er lijmresten op de huid zijn achtergebleven kunt u deze ook met een OPTICLEAR® doekje verwijderen.



### 3. Het reinigen van de huid

OPTICLEAR® Adhesive remover bevat olie. Deze moet verwijderd worden om te zorgen dat de nieuwe pleister goed zal hechten.

Reinig de huid met **OPTIFAHL® Stoma Cleaning Wipes**. Dit zijn milde reinigingslotiondoekjes die de huid goed ontvetten en verzorgen.

De OPTIFAHL® reinigingsdoekjes zijn verkrijgbaar in twee vormen:

- per stuk verpakt 30 st. (REF 33200)
- in een koker 60 st. (REF 33260)

**Belangrijk:** Laat de huid nu enkele minuten drogen aan de lucht.



#### 4. Het voorbereiden van de huid

Om de huid te beschermen adviseren wij u om een barrièremiddel te gebruiken zoals **OPTIGARD® protective dressing wipe (REF33600)**. Dit legt een beschermend laagje over de huid en optimaliseert tevens de kleefkracht van de pleister.



Breng de OPTIGARD® aan op de droge schone huid op de plaats waar de pleister zal worden geplakt. Laat dit goed aan de lucht drogen (enkele minuten).

#### 5. Het plakken van de nieuwe pleister

Als het goed is, heeft de pleister tijdens alle voorbereidingen de tijd gehad om warm te worden. De lijmlaag is nu soepel.

Trek de huid goed strak zodat er zo weinig mogelijk huidplooiën zijn en de pleister zo strak mogelijk op de huid aansluit. Masseer de pleister goed vast op de huid en werk hierbij van binnen naar buiten.

Plaats een HME-cassette. Wacht minimaal 10 minuten voordat u gaat spreken en 30 minuten voordat u handsfree gaat spreken. Zo heeft de lijm de tijd om goed te hechten.

Als u ondanks alle juiste voorbereidingen en gebruik van **OPTIGARD®** toch merkt dat de pleister op bepaalde punten sneller loslaat, dan kunt u op die plaatsen wat siliconenlijm aanbrengen:

##### **Fahl Siliconenlijm (REF 29810)**

Breng de lijm dun aan op de huid. Laat dit 5 minuten drogen en plak dan de pleister. Masseer de pleister stevig vast. Ook nu geldt dat dit even tijd nodig heeft om te hechten. Spreekt u dus het eerste half uur niet handsfree.



**Belangrijk:** Siliconenlijm is niet geschikt voor een gevoelige huid. Wees dus zuinig met het gebruik en breng het alleen aan op de “zwakke” plekken van de pleister.

Verwijder de pleister altijd op een huidvriendelijke wijze met een lijmverwijderaar zoals **OPTICLEAR®**

#### Advies of hulp nodig?

Ondervindt u problemen met het plakken of verwijderen van uw stomapleister? Wij helpen u graag met nadere uitleg of tips, ongeacht het merk pleister dat u gebruikt.

Neem contact op met onze Customer Service per e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

U kunt ook een afspraak maken voor een vrijblijvend bezoek van een van onze productdeskundigen voor uitleg bij u thuis. We kunnen dan een beter en persoonlijk advies geven.

#### Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Bel dan met uw contactpersoon van MDS of neem contact op met onze Customer Service via telefoonnummer **050-569 0038**. U kunt ons ook per e-mail bereiken op: **info@mdsbv.com**

| Bestelgegevens genoemde producten |  |         |
|-----------------------------------|--|---------|
| Art. nr.                          | Omschrijving                           | Eenheid |
| 33500                             | Opticlear Adhesive Remover             | 30 st.  |
| 33600                             | Optigard Skin Protection               | 30 st.  |
| 33200                             | Optifahl Stoma Cleaning wipes          | 30 st.  |
| 33260                             | Optifahl Stoma Cleaning wipes in koker | 60 st.  |
| 29810                             | Fahl Siliconenlijm                     | 30 ml.  |

\*Tevens levert MDS pleister-remover en barrièremiddelen van diverse andere merken

## Bijlage 2 Protocol Reiniging Stemprothese

In deze instructie leggen we stap voor stap uit hoe u uw stemprothese op de juiste manier reinigt en onderhoudt. Tevens komen de benodigde producten aan de orde.

### 1. De reiniging per type stemprothese

Bijna alle stemprothesen worden op dezelfde wijze gereinigd met een “Laryvox® DuoBrush” stemprotheseborstel en een “Flushing device”. Uitzondering daarop is de Blom Singer DualValve stemprothese. Deze heeft twee kleppen die bij reiniging met een borstel kunnen worden beschadigd. Wij adviseren deze stemprothesen te spoelen met de “Flushing device”.



### 2. De gebruikte hulpmiddelen


- **Laryvox® Duo Brush (REF 29110)**  
De Laryvox Duo brush is verkrijgbaar in verschillende lengtematen, passend bij uw stemprothese.
- **Laryvox® Stomalampje (REF 69101)**  
Het lampje kan met het bijgeleverde beugeltje op de borstel worden bevestigd.
- **Fahl Stemprothese Flushing Device (REF IN4050)**



**Belangrijk:** Raadpleeg voor het eerste gebruik altijd de handleiding van het product voor het juiste gebruik.

### 3. De reiniging van de prothese

- Reinig uw stemprothese in de ochtend en avond en bij voorkeur na elke maaltijd.
- Plaats het stomalampje op de **DuoBrush** met behulp van het bijgeleverde beugeltje.
- Bevochtig de borstelkant van de DuoBrush met water en schuif de borstel recht in de stemprothese.
- Reinig de stemprothese door de borstel iets voor- en achterwaarts te bewegen en tegelijkertijd te draaien.
- Spoel de stemprothese na met de **Flushing Device**. (Of als u een DualValve stemprothese draagt: reinig op deze wijze de prothese).
- Vul hiervoor de Flushing Device met schoon water of Natriumchloride (NaCl).
- Plaats de punt zorgvuldig in de opening van de stemprothese. Let op dat u niet in de ballon knijpt voordat de Flushing Device goed is geplaatst (het vrijkomende water komt dan in de luchtpijp en kan een hoestreactie veroorzaken). Knijp in de ballon om een straaltje water door de prothese te spuiten.




**Tip:** Als het water niet makkelijk in de prothese kan worden gespoten is deze mogelijk verstopt door gedroogd slijm. Wacht een paar minuten. Het reeds ingespoten water zal de gedroogde resten losweken. Spoel daarna opnieuw.

- U kunt de Flushing Device ook zonder water gebruiken, dan blaast u de stemprothese schoon. De losgeborstelde deeltjes worden zo verwijderd.

- Aan de achterkant van de borstel zit een “swab”. Hiermee kunt u de uitwendige delen van de stemprothese reinigen. De swab **niet in** de stemprothese gebruiken.
- Reinig de borstel na elk gebruik met water en een druppel afwasmiddel.
- Spoel de DuoBrush daarna goed schoon.
- Desinfecteer de DuoBrush en de Flushing Device volgens de aanwijzingen in de handleiding.
- Vervang de borstel eens per week. Vervang de borstel altijd direct als deze slijtage vertoont.



**Tip:** Om de stemprothese beter te kunnen bereiken kunt u de DuoBrush buigen. Buig altijd het groene plastic gedeelte van de borstel. Dit gaat makkelijker als u de steel van de borstel verwarmt onder de warme kraan. Buig **NOOIT** de metalen borstelkern. Deze kan hierdoor beschadigen.



## Advies of hulp nodig?

Ondervindt u problemen met het reinigen van uw stemprothese? Wij helpen u graag met nadere uitleg of tips, ongeacht het merk stemprothese dat u draagt.

Neem contact op met onze Customer Service per e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

U kunt ook vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek van een van onze productdeskundigen voor uitleg bij u thuis. We kunnen dan een beter en persoonlijk advies geven.

## Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Bel dan met uw contactpersoon van MDS of neem contact op met onze Customer Service via telefoonnummer **050-569 0038**. U kunt ons ook per e-mail bereiken op: [info@mdsbv.com](mailto:info@mdsbv.com)

| Bestelgegevens genoemde producten |                                   |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Art. nr.                          | Omschrijving                      | Eenheid                         |
| 29110-06                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 6 (6 mm)   | Doosje 6 stuks                  |
| 29110-08                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 8 (8 mm)   | Doosje 6 stuks                  |
| 29110-10                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 10 (10 mm) | Doosje 6 stuks                  |
| 29110-12                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 12 (12 mm) | Doosje 6 stuks                  |
| 29110-18                          | LARYVOX DUO BRUSH MAAT 18 (18 mm) | Doosje 6 stuks                  |
| 69101                             | LARYVOX STOMALAMP                 | Per stuk                        |
| IN4050                            | FAHL STEMPROTHESE FLUSHING DEVICE | Doosje 3 stuks                  |
| 3570310                           | NatriumChloride 0,9%              | Verpakking 20 flacons van 30 ml |

## Bijlage 3 Bestellen met beleid

### Wij denken met u mee, denkt u met ons mee?

Wij streven ernaar om zo duurzaam mogelijk te werken. Daarom hergebruiken wij bijvoorbeeld onze verzenddozen en kiezen we voor een brievenbuspakje als dat kan. Ook leveren wij rechtstreeks vanuit het magazijn van Fahl om onnodig transport te beperken.

### U kunt ons helpen!

- Als u ons belt voor uw bestelling kijken we met u mee en kunnen wij u goed adviseren bij de juiste producten en aantallen. Niet te weinig maar zeker niet te veel!
- Inventariseer wat u ongeveer in een maand nodig heeft. Zo houdt u het voor uzelf overzichtelijk.

### Maak hiervoor gebruik van onze handige inventarisatielijst (zie hieronder)

- Voordelen van een maandelijkse bestelling:
  - Minder zendingen, dus minder verpakkingen
  - Minder ritten met de bezorgdienst, dus minder vervuiling
  - Efficiënter en economischer
  - Minder thuisblijven om een pakketje te ontvangen
- Voorkom hiermee overschotten van (verlopen) artikelen. Zo worden zorgkosten beperkt.
- Voorkom hiermee verschillende losse, kleine bestellingen (transport, verpakking, verzendkosten).
- Voorkom "misgrijpen" van een bepaald artikel.
- Bestel op tijd (uiterlijk bij het aanbreken van een laatste verpakking) en voorkom spoedbestellingen.

### Voorbeeld inventarisatielijst:

Wat gebruik ik per maand? Noteer elke verpakking die u opent en turf de aantallen:

| Artikelnummer of REF | Omschrijving        | Aantal |
|----------------------|---------------------|--------|
| 49860                | Laryvox Extra HME   |        |
| 48500                | Laryvox Tape Convex |        |
| N40-100              | 10 x 10 gaas        |        |
|                      |                     |        |
|                      |                     |        |
|                      |                     |        |

Na een maand heeft u een fijn herhaal-boodschappenlijstje. Op de volgende pagina vindt u een blanco inventarisatielijst.







**Editie/datum: 09/2023**

De fabrikant/leverancier behoudt zich het recht voor wijzigingen en aanpassingen te doen aan de producten die in deze lijst opgenomen zijn, voornamelijk technische wijzigingen.

### Copyright


De inhoud van deze catalogus, inclusief alle onderdelen en afbeeldingen is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik van de inhoud van deze catalogus zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is strafbaar. Dit heeft in het bijzonder betrekking op kopieën, reproducties, vertalingen, vastleggen van materiaal middels foto of video en het opslaan en verwerken van data in elektronische systemen.

### Onze vestigingen:

#### Groningen

Kantoor


Jeverweg 2-5  
9723 JE Groningen



#### Capelle a/d IJssel

Customer Service & Magazijn

Eglantierbaan 69  
2908 LV Capelle aan den IJssel





MDS B.V.  
Postbus 123  
9750 AC Haren

Tel: 050-569 0038 (ma t/m vr 8:30 - 17:00 uur)

Whatsapp: 050-569 0038 (ma t/m vr 8:30 - 17:00 uur)

E-mail: [info@mdsbv.com](mailto:info@mdsbv.com) (informatie & vragen)  
[orders@mdsbv.com](mailto:orders@mdsbv.com) (bestellingen)

Web: [www.stem-stoma.nl](http://www.stem-stoma.nl)  
[www.trach.nl](http://www.trach.nl)

Fax: 050-569 0037

DEZE BROCHURE IS ONTWIKKELD  
IN SAMENWERKING MET

