



## Laryvox® My Extra HME Medium turquoise-groen 49862-6560

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-medium-turquoise-groen-49862-6560>

### Specificaties

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Productnummer      | 49862-6560   |
| Categorie          | Tracheotomie |
| HME Type           | HME 22mm     |
| Kleur              | combi        |
| Maat               | 22 mm        |
| Merk               | FAHL         |
| Model              | My Extra HME |
| Verpakkingseenheid | 5 stuks      |
| HME Ademweerstand  | Medium       |
| kleur behuizing    | turquoise    |
| kleur deksel       | groen        |

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: Medium - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-Medium-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: Medium art.-nr. 49862-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49862-9965