



Laryvox® My Extra HME Medium turquoise-zand 49862-6575

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-medium-turquoise-zand-49862-6575>

Specificaties

| | |
|--------------------|--------------|
| Productnummer | 49862-6575 |
| Categorie | Tracheotomie |
| HME Type | HME 22mm |
| Kleur | combi |
| Maat | 22 mm |
| Merk | FAHL |
| Model | My Extra HME |
| Verpakkingseenheid | 5 stuks |
| HME Ademweerstand | Medium |
| kleur behuizing | turquoise |
| kleur deksel | zand |

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: Medium - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-Medium-Sport2. Keuze van de kleur van de behuizing3. Keuze kleur deksel? Filter: Medium art.-nr. 49862-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49862-9965