



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Laryvox® My Extra HME Medium zwart-vanille 49862-9571

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-medium-zwart-vanille-49862-9571>

Specificaties

Productnummer	49862-9571
Categorie	Tracheotomie
HME Type	HME 22mm
Kleur	combi
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	My Extra HME
Verpakkingseenheid	5 stuks
HME Ademweerstand	Medium
kleur behuizing	zwart
kleur deksel	vanille

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: Medium - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-Medium-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: Medium art.-nr. 49862-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49862-9965