



Laryvox® My Extra HME Medium zilver-natuurbeige 49862-9973

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-medium-zilver-natuurbeige-49862-9973>

Specificaties

Productnummer	49862-9973
Categorie	HME-cassettes & filters
HME Type	HME 22mm
Kleur	combi
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	My Extra HME
Verpakkingseenheid	5 stuks
HME Ademweerstand	Medium
kleur behuizing	zilver
kleur deksel	natuurbeige

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: Medium - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-Medium-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: Medium art.-nr. 49862-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49862-9965