



## Laryvox® My Extra HME Medium zachtbeige-goud 49862-7298

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-medium-zachtbeige-goud-49862-7298>

### Specificaties

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Productnummer      | 49862-7298              |
| Categorie          | HME-cassettes & filters |
| HME Type           | HME 22mm                |
| Kleur              | combi                   |
| Maat               | 22 mm                   |
| Merk               | FAHL                    |
| Model              | My Extra HME            |
| Verpakkingseenheid | 5 stuks                 |
| HME Ademweerstand  | Medium                  |
| kleur behuizing    | zachtbeige              |
| kleur deksel       | goud                    |

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: Medium - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Medium-Medium-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: Medium art.-nr. 49862-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49862-9965