



Laryvox Extra HME Sport - 49863

<https://mdsmedical.nl/laryvox-extra-hme-sport-49863>

Specificaties

Productnummer	49863
Categorie	Tracheotomie
HME Type	HME 22mm
Kleur	huidskleur
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	Extra HME
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Sport

Het filtermedium met **een zeer geringe ademweerstand** voor gebruik bij sportactiviteiten, dat in de LARYVOX® EXTRA HME SPORT-behuizing is geïntegreerd, dient voor de warmte- en vochtuitwisseling en filtert de ademlucht.