



## Laryngotec Kombi Clip Lingo tube maat 7/44 - 14820-0744

<https://mdsmedical.nl/laryngotec-kombi-clip-lingo-tube-maat-744-14820-0744>

### Specificaties

Productnummer	14820-0744
Categorie	Laryngectomie
Model	Laryngotec Kombi Clip Lingo
Kleur	transparant
Materiaal	silicone
Type	met ring gefenestreerd
Verpakkingseenheid	Per stuk
Merk	FAHL
Laryngectomie Tube/Button Type	Laryngotec Kombi Clip Lingo
Maat	07-44

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO: Laryngectomie tube maat 7/44