



Laryvox® My Extra HME Sport natuurbeige-donkerblauw 49863-7350

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-sport-natuurbeige-donkerblauw-49863-7350>

Specificaties

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Productnummer | 49863-7350 |
| Categorie | HME-cassettes & filters |
| HME Type | HME 22mm |
| Kleur | combi |
| Maat | 22 mm |
| Merk | FAHL |
| Model | My Extra HME |
| Verpakkingseenheid | 5 stuks |
| HME Ademweerstand | Sport |
| kleur behuizing | natuurbeige |
| kleur deksel | donkerblauw |

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: Sport - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Sport-Sport-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: Sport art.-nr. 49863-?

Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49863-9965