



## Laryvox® My Extra HME Sport goudbeige-wit 49863-7490

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-sport-goudbeige-wit-49863-7490>

### Specificaties

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Productnummer      | 49863-7490   |
| Categorie          | Tracheotomie |
| HME Type           | HME 22mm     |
| Kleur              | combi        |
| Maat               | 22 mm        |
| Merk               | FAHL         |
| Model              | My Extra HME |
| Verpakkingseenheid | 5 stuks      |
| HME Ademweerstand  | Sport        |
| kleur behuizing    | goudbeige    |
| kleur deksel       | wit          |

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: Sport - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Sport-Sport-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: Sport art.-nr. 49863-?

Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49863-9965