



Laryvox® My EXTRA HME zachtbeige-donkerblauw 49860-7250

<https://mdsmedical.nl/laryvox-my-extra-hme-zachtbeige-donkerblauw-49860-7250>

Specificaties

Productnummer	49860-7250
Categorie	Tracheotomie
HME Type	HME 22mm
Kleur	combi
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	My Extra HME
Verpakkingseenheid	5 stuks
HME Ademweerstand	Normaal
kleur behuizing	zachtbeige
kleur deksel	donkerblauw

HME in een opvallend, fleurig design met spreekoptie door lichte vingerafsluiting. Filter: Normaal - lichte ademhalingsweerstand tijdens zwaardere fysieke inspanning. Stel nu uw eigen LARYVOX® MY EXTRA HME zoals samen uit een selectie van 23 verschillende kleuren.

ZO CREËERT U UW PERSOONLIJKE HME 1. Keuze van de LARYVOX® MY EXTRA HME-filter:

Normal-Normaal-Normaal-Sport 2. Keuze van de kleur van de behuizing 3. Keuze kleur deksel? Filter: Normaal art.-nr. 49860-? Kleur behuizing: zilver -99? Kleur deksel: turquoise -65 art.-nr. 49860-9965