



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

HumidoPhone Plus- Spreekventiel - 46487

<https://mdsmedical.nl/humidophone-plus-spreekventiel-46487>

Specificaties

Productnummer	46487
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	30 stuks
Merk	FAHL
Model	HumidoPhone
Maat	15 mm en 22 mm
Kleur	huidskleur

De HUMIDOPHONE® PLUS is een compact spreekventiel met filterfunctie. Door gebruik van de HUMIDOPHONE® PLUS wordt de lucht bij het inademen gefilterd. Met 15mm & 22mm connector.