



HumidoPhone Plus O2 - Spreekventiel - 46489

<https://mdsmedical.nl/humidophone-plus-o2-spreekventiel-46489>

Specificaties

Productnummer	46489
Categorie	Tracheotomie
Verpakkingseenheid	30 stuks
Merk	FAHL
Model	HumidoPhone
Maat	15 mm en 22 mm
Kleur	huidskleur

Als aanvullende variant is de HUMIDOPHONE® PLUS ook verkrijgbaar als HUMIDOPHONE® PLUS O2. Deze beschikt over lateraal koppelstuk (steekverbinding 5 mm), waarmee indien nodig een zuurstofaansluiting kan worden gekoppeld.