



Laryvox O2 HME - 49802

<https://mdsmedical.nl/laryvox-o2-hme-49802>

Specificaties

Productnummer	49802
Categorie	HME-cassettes & filters
HME Type	met O2 aansluiting
Kleur	huidskleur
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	O2 HME
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Normaal

LARYVOX® o2 HME - 49802

De LARYVOX® HME-filtercassette is voorzien van een schuimfilter, dat geïntegreerd is in een stabiele kunststof behuizing. De kunststof behuizing is compatibel met alle standaard 22 mm-combi-adapters of 22 mm-stomapleisters. De filtercassette kan gemakkelijk en snel met de vinger worden gesloten, zonder veel druk uit te oefenen waardoor hoestprikkels beperkt blijven. De LARYVOX® o2 HME-filtercassette biedt ook de mogelijkheid tot koppelen van een zuurstofslang.