



Humidotwin HME- 46460

<https://mdsmmedical.nl/humidotwin-hme-46460>

Specificaties

Productnummer	46460
Categorie	HME-cassettes & filters
HME Type	nacht
Kleur	wit
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	Humidotwin
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Normaal

De "kunstneus" HUMIDOTWIN® is een vocht- en warmtewisselaar met filterfunctie voor spontaan ademende patiënten. Deze dient voor het filteren, verwarmen en bevochtigen van de ademplucht. De Humidotwin heeft een overdrukventiel en is speciaal ontwikkeld voor de nacht.