



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Laryvox HME - 49800

<https://mdsmedical.nl/laryvox-hme-49800>

Specificaties

Productnummer	49800
Categorie	Tracheotomie
HME Type	HME 22mm
Kleur	huidskleur
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	Laryvox HME
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Normaal

LARYVOX® HME - 49800

De LARYVOX® HME-filtercassette is voorzien van een schuimfilter, dat geïntegreerd is in een stabiele kunststof behuizing. De kunststof behuizing is compatibel met alle standaard 22 mm-combi-adapters of 22 mm-stomapeis- ters. De filtercassette kan gemakkelijk en snel met de vinger worden gesloten, zonder veel druk uit te oefenen waardoor hoestprikkels beperkt blijven. De LARYVOX® o2 HME-filtercassette biedt ook de mogelijkheid tot koppelen van een zuurstofslang. Hiervoor bevindt zich aan de zijkant van de behuizing van de filtercassette een zuurstofkop- peling (steekverbinding 5 mm), die eventueel via een verbindingsslang aan een zuurstofapparaat of -bron kan worden gekoppeld. De mogelijkheid van een zuurstofver- binding met de HME-filtercassette betekent dat de patiënt tijdens de zuurstoftherapie kan blijven genieten van het comfort van een HME-filtercassette, zoals het spreken met de stemprothese. De LARYVOX O2-HME is voor zien van zowel een 15 mm als een 22 mm aansluiting.

BESTELINFORMATIE

VE

REF

LARYVOX® HME
LARYVOX® O HME
2

30
30

49800
49802