



Laryvox Extra HME HighFlow - 49861

<https://mdsmedical.nl/laryvox-extra-hme-highflow-49861>

Specificaties

Productnummer	49861
Categorie	Tracheotomie
HME Type	HME 22mm
Kleur	huidskleur
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	Extra HME
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	HighFlow

Het filtermedium met **een verminderde ademweerstand** bij zware lichamelijke belasting, dat in de LARYVOX® EXTRA HME HIGHFLOW-behuizing is geïntegreerd, dient voor de warmte- en vochtuitwisseling en filtert de ademlucht.