



Laryvox Extra HME Normal - 49860

<https://mdsmedical.nl/laryvox-extra-hme-normal-49860>

Specificaties

Productnummer	49860
Categorie	Tracheotomie
HME Type	HME 22mm
Kleur	huidskleur
Maat	22 mm
Merk	FAHL
Model	Extra HME
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Normaal

Het filtermedium dat in de behuizing van de LARYVOX® EXTRA HME is geïntegreerd, dient voor de warmte- en vochtuitwisseling en filtert de ademlucht.