



Blom-Singer Speakfree HME Classicflow - BE1090EZ

<https://mdsmedical.nl/blom-singer-speakfree-hme-classicflow-be1090ez>

Specificaties

Productnummer	BE1090EZ
Categorie	Laryngectomie
Maat	22 mm
Merk	Blom-Singer
Verpakkingseenheid	30 stuks

De Blom-Singer® SpeakFree™ HME Hands Free Valve is een innovatieve productcombinatie die bestaat uit een spreekventiel en een vast geïntegreerde HME-filter.

Maakt u gebruik van een pleister met een 23mm-aansluiting? Bestel dan de MDS 23-22 Ring Adapter. (REF 19989)