



Fahl Trachflow uitzuigkatheter Soft Metric S 25 cm CH 12 wit - 68630-12

<https://mdsmedical.nl/fahl-trachflow-uitzuigkatheter-soft-metric-s-25-cm-ch-12-wit-68630-12>

Specificaties

Productnummer	68630-12
Categorie	Slijmuitzuiging
Style	Uitzuigkatheter
Model	Care-tip
Merk	Fahl
Type	uitzuigkatheter
Maat	CH 12
Lengte	25 cm
Kleur	wit
Metrisch	ja
Verpakkingseenheid	30 stuks

A-traumatische uitzuigkatheter (metrisch) voor uitzuiging via de tracheostoma of tracheacanule met afgeronde Care-tip.