



Optiflausch Slim K Junior PED Print - 32558

<https://mdsmedical.nl/optiflausch-slim-k-junior-ped-print-32558>

Specificaties

Productnummer	32558
Categorie	Canulebanden
Style	Optiflausch
Model	Optiflausch
Verpakkingseenheid	10 stuks
Merk	FAHL
1 delig of 2 delig	2-delig
Canule band type	klittenband
Kleur	gemengd
Maat	small

Tweedelige canuleband met klittenbandsluiting en vrolijk diermotief voor kinderen. Lichte schuimstofkern, omgeven door een zachte vliesstof.

De canuleband is ca. 4 mm dik, 1,7 cm breed en in lengte verstelbaar 16 - 30 cm.

Ook verkrijgbaar als OPTIFLAUSCH® K Junior PED (2,5 cm breed)