



## Laryvox Inserter UNIEK - 25925

<https://mdsmedical.nl/laryvox-inserter-uniek-25925>

### Specificaties

Productnummer	25925
Categorie	Tracheotomie
Merk	FAHL
Model	Laryvox Uniek
Kleur	oranje
Type	inserter
Artikelnummer	25925
Verpakkingseenheid	per stuk
Weergave op <a href="https://mdsmedical.nl">mdsmedical.nl</a>	Ja

De Laryvox® Inserter UNIEK is een plaatsingsinstrument met applicator en dient voor een optimale anterograde plaatsing of vervanging van de LARYVOX® UNIEK-stemprothese. De afgeronde applicatorpunt bevordert een zachte plaatsing en maakt het vervangen van de stemprothese zo comfortabel mogelijk.