



EXPERT SMALL

**MDS Medical**
Kieler Bocht 15B
9723 JA, GroningenE-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Laryvox Inserter Expert small - 25915

<https://mdsmedical.nl/laryvox-inserter-expert-small-25915>

Specificaties

Productnummer	25915
Categorie	Tracheotomie
Merk	FAHL
Model	Laryvox Expert small
Kleur	geel
Type	inserter
Artikelnummer	25915
Verpakkingseenheid	per stuk
Weergave op mdsmedical.nl	Ja

De LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL bestaat uit een plaatsingsinstrument en een applicator en dient voor een optimale anterograde plaatsing of vervanging van een stemprothese met een **schachtlengte van 4 mm**. De afgeronde applicatorpunt bevordert bovendien een moeiteloze plaatsing en maakt het vervangen van de stemprothese zo comfortabel mogelijk.