



Laryvox Inserter Special - 25920

<https://mdsmedical.nl/laryvox-inserter-special-25920>

Specificaties

Productnummer	25920
Categorie	Tracheotomie
Merk	FAHL
Model	Laryvox Special
Kleur	blauw
Type	inserter
Artikelnummer	25920
Verpakkingseenheid	per stuk
Weergave op mdsmedical.nl	Ja

De LARYVOX® INSERTER SPECIAL is bij uitstek geschikt voor een diepliggend of schuin verlopend, vernauwd fistelkanaal of zeer kleine tracheostoma.

Met deze inserter kan een stemprothese veilig op het plaatsingsinstrument worden bevestigd en met behulp van **de gelcapsuletechniek** anterograde in het bestaande fistelkanaal worden geplaatst.