



Primedistrip Sensitive Rond - 200369

<https://mdsmedical.nl/primedistrip-sensitive-rond-200369>

Specificaties

Productnummer	200369
Categorie	Laryngectomie
Style	Sensitive
Merk	Primed
Pleistervorm	rond
Kleur	wit
Maat	22 mm
Model	Primedistrip Sensitive
Verpakkingseenheid	15 stuks

Comfortabele, zeer flexibele witte tracheostomapeister met standaard 22mm-aansluiting. Door het hypoallergene materiaal zeer geschikt voor de gevoelige huid. Sterke kleefkracht.