



## Optibrush Plus canuleborstel met vezeltop maat 11 - 31855-11

<https://mdsmedical.nl/optibrush-plus-canuleborstel-met-vezeltop-maat-11-31855-11>

### Specificaties

Productnummer	31855-11
Categorie	Tracheotomie
Style	Optibrush Plus Canuleborstel
Type	Canuleborstel
Maat	Maat 11
Merk	FAHL
Model	Optibrush
Verpakkingseenheid	4 stuks

De OPTIBRUSH® PLUS met vezeltop is een variant van de OPTIBRUSH® canulereinigingsborstel. Deze onderscheidt zich door een zeer soepele kern en is voorzien van stevige zachte nylon borstelharen die -zoals gebruikelijk bij onze OPTIBRUSH® canulereinigingsborstels- ononderbroken doorlopen van de punt van de borstel tot aan de handgreep.