



## Optibrush Plus canuleborstel met vezeltop maat 14 - 31855-14

<https://mdsmedical.nl/optibrush-plus-canuleborstel-met-vezeltop-maat-14-31855-14>

### Specificaties

Productnummer	31855-14
Categorie	Reiniging & verzorging
Style	Optibrush Plus Canuleborstel
Type	Canuleborstel
Maat	Maat 14
Merk	FAHL
Model	Optibrush
Verpakkingseenheid	4 stuks

De OPTIBRUSH® PLUS met vezeltop is een variant van de OPTIBRUSH® canulereinigingsborstel. Deze onderscheidt zich door een zeer soepele kern en is voorzien van stevige zachte nylon borstelharen die -zoals gebruikelijk bij onze OPTIBRUSH® canulereinigingsborstels- ononderbroken doorlopen van de punt van de borstel tot aan de handgreep.