



## Optibrush Basic canuleborstel met woltop maat 6 - 31800-06

<https://mdsmedical.nl/optibrush-basic-canuleborstel-met-woltop-maat-6-31800-06>

### Specificaties

Productnummer 31800-06

Categorie Tracheotomie

Type Canuleborstel

Maat Maat 6

Merk FAHL

Model Optibrush

Verpakkingseenheid 4 stuks

Een bijzonder kenmerk van de OPTIBRUSH® BASIC zijn de robuuste borstelharen op de gedraaide draadker, en de dichte en ca. 1cm brede vezeltop op de punt van de borstel.