



Optibrush Basic canuleborstel met woltop maat 12 - 31800-12

<https://mdsmedical.nl/optibrush-basic-canuleborstel-met-woltop-maat-12-31800-12>

Specificaties

Productnummer	31800-12
Categorie	Reiniging & verzorging
Type	Canuleborstel
Maat	Maat 12
Merk	FAHL
Model	Optibrush
Verpakkingseenheid	4 stuks

Een bijzonder kenmerk van de OPTIBRUSH® BASIC zijn de robuuste borstelharen op de gedraaide draadker, en de dichte en ca. 1cm brede vezeltop op de punt van de borstel. Deze vezeltop van zachte textielvezels omsluit de top van de borstel als een beschermende mantel en voorkomt zo grotendeels beschadiging of krasne van het gevoelige canulemateriaal tijdens het reinigen.