



## PDT set type 2 Griggs met Optima Basic Cuff maat 7 - 112324

<https://mdsmedical.nl/pdt-set-type-2-griggs-met-optima-basic-cuff-maat-7-112324>

### Specificaties

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Productnummer           | 112324                |
| Categorie               | Tracheotomie          |
| Artikelnummer           | 112324                |
| Canule Curve            | 105 graden            |
| Canule type             | Optima                |
| Verpakkingseenheid      | per stuk              |
| Merk                    | Primed                |
| Model                   | Optima                |
| Type                    | PDT set type 2 Griggs |
| Subglottische afzuiging | Nee                   |
| Maat                    | maat 7                |
| Lengte Hartlijn         | 70 mm                 |
| Lengte Ruglijn          | 79 mm                 |