



PDT set type 2 Griggs met Optima Voice Cuff maat 8 - 112335

<https://mdsmedical.nl/pdt-set-type-2-griggs-met-optima-voice-cuff-maat-8-112335>

Specificaties

Productnummer	112335
Categorie	Tracheacanules - PDT Sets
Artikelnummer	112335
Canule Curve	105 graden
Canule type	Optima
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Model	Optima
Type	PDT set type 2 Griggs
Subglottische afzuiging	Nee
Maat	maat 8
Lengte Hartlijn	75,5 mm
Lengte Ruglijn	87 mm