



## PDT set type 2 Griggs met Optima Suction maat 7 - 112354

<https://mdsmedical.nl/pdt-set-type-2-griggs-met-optima-suction-maat-7-112354>

### Specificaties

Productnummer	112354
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	112354
Canule Curve	105 graden
Canule type	Optima
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Model	Optima
Type	PDT set type 2 Griggs
Subglottische afzuiging	Ja
Maat	maat 7
Lengte Hartlijn	70 mm
Lengte Ruglijn	79 mm