



## PDT set type 1 Ciaglia met Optima Percutrach Voice Cuff maat 9 - 112436

<https://mdsmedical.nl/pdt-set-type-1-ciaglia-met-optima-percetrach-voice-cuff-maat-9-112436>

### Specificaties

Productnummer	112436
Categorie	Tracheotomie
Artikelnummer	112436
Canule Curve	105 graden
Canule type	Optima
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Model	Optima
Type	PDT set type 1 Ciaglia
Subglottische afzuiging	Nee
Maat	maat 9
Lengte Hartlijn	81 mm
Lengte Ruglijn	93 mm