



PDT set type 1 Ciaglia met Optima Percutrach Suction maat 9 - 112456

<https://mdsmedical.nl/pdt-set-type-1-ciaglia-met-optima-percutrach-suction-maat-9-112456>

Specificaties

Productnummer	112456
Categorie	Tracheacanules - PDT Sets
Artikelnummer	112456
Canule Curve	105 graden
Canule type	Optima
Verpakkingseenheid	per stuk
Merk	Primed
Model	Optima
Type	PDT set type 1 Ciaglia
Subglottische afzuiging	Ja
Maat	maat 9
Lengte Hartlijn	81 mm
Lengte Ruglijn	93 mm