



**MDS Medical**  
Kieler Bocht 15B  
9723 JA, Groningen

**E-MAIL** info@mdsmedical.nl  
**TEL** 050 - 569 0038  
**KVK** 56850638

## Opticit desinfectiemiddel voor canules - 331170

<https://mdsmedical.nl/opticit-desinfectiemiddel-voor-canules-331170>

### Specificaties

Productnummer	331170
Categorie	Tracheotomie
Type	reinigingsmiddel
Merk	FAHL
Model	Opticit
Verpakkingseenheid	per stuk

Het desinfectiemiddel OPTICIT® is een zeer effectief en zacht desinfectiemiddel voor het desinfecteren van tracheostomieslangen. Dankzij de speciale vuiloplossende formule wordt zelfs hardnekkige vervuiling door bloed en eiwitten voorzichtig en snel verwijderd. OPTICIT® is effectief tegen bacteriën, schimmels en virussen.

OPTICIT® is verkrijgbaar als desinfectiepoeder van 100 g

Het ontsmettingsconcentraat wordt verdund met water om een ontsmettingsoplossing te maken. Er wordt een maatlepel meegeleverd om het doseren te vereenvoudigen.

Na het desinfectiebad moeten de canules grondig worden afgespoeld.