



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Humidostom Mini - 46870

<https://mdsmedical.nl/humidostom-mini-46870>

Specificaties

Productnummer	46870
Categorie	Tracheotomie

De HUMIDOSTOM® MINI is een "kunstneus", c.q. HME (Heat-Moisture Exchanger). Door de standaard aansluiting kan deze met elke 15 mm-connector worden verbonden. Vocht en warmte uit de uitgeademde lucht worden in het filtermedium opgeslagen. Bij het inademen geeft de filter dit vocht en de warmte weer af.