



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Humidostom Junior - 46850

<https://mdsmedical.nl/humidostom-junior-46850>

Specificaties

Productnummer	46850
Categorie	Tracheotomie

De HUMIDOSTOM® JUNIOR-"kunstneus" is een vocht- en warm- tewisselaar, speciaal voor kinderen. Hiermee kan de ingea- demde lucht worden gefilterd, verwarmd en bevochtigd. De HUMIDOSTOM® JUNIOR-"kunstneus" bestaat uit een in een stevige kunststof behuizing geïntegreerde schuimfilter. De HU- MIDOSTOM® JUNIOR is voorzien van een standaardopening waardoor deze met de 15 mm-connector van een tracheacanule kan worden verbonden.