



MDS Medical
Kieler Bocht 15B
9723 JA, Groningen

E-MAIL info@mdsmedical.nl
TEL 050 - 569 0038
KVK 56850638

Nebujunior Pinguin vernevelapparaat - 50400

<https://mdsmedical.nl/nebujunior-pinguin-vernevelapparaat-50400>

Specificaties

Productnummer	50400
Categorie	Tracheotomie
Merk	FAHL
Verpakkingseenheid	per stuk

De NEBUJUNIOR® Inhalator is een modern inhalatieapparaat voor ademluchtbevochtiging middels persluchttechniek. De fijne aërosolnevel maakt een waarneembare bevochtiging van de luchtwegen mogelijk.

REF nr: 50400