



Humidotrach HME - 46450

<https://mdsmedical.nl/humidotrach-hme-46450>

Specificaties

Productnummer	46450
Categorie	Tracheotomie
HME Type	met O2 aansluiting
Kleur	wit
Maat	15 mm
Merk	FAHL
Model	Humidotrach
Verpakkingseenheid	30 stuks
HME Ademweerstand	Normaal

Deze warmte- en vochtwisselaar(HME) voor tracheotomiepatiënten beschikt over een schuimfilter dat in een stabiele kunststof behuizing is geïntegreerd. De Humidotrach HME is voorzien van een overdrukventiel en zuurstofaansluiting.