



Laryvox UNIEK Ultra Low stemprothese 24 Fr maat 7 - 25020-07

<https://mdsmedical.nl/laryvox-uniek-ultra-low-stemprothese-24-fr-maat-7-25020-07>

Specificaties

Productnummer 25020-07

Categorie Tracheotomie

FR maat stemprothese 24 Fr

Maat maat 7

Merk FAHL

Model Laryvox Uniek

Type stemprothese

Verpakkingseenheid per stuk

De LARYVOX® UNIEK Ultra Low Resistance-stemprothese van medische silicone is een verblijfsprothese met zeer lage stromingsweerstand, waardoor slechts een lage aanblaasdruk nodig is om te spreken. Aan de slokdarmzijde is deze voorzien van een halfmond, soepel bewegend sleufventiel, om de luchtstroom naar de keel en mond te leiden.