



## Laryvox UNIEK Ultra Low stemprothese 21 Fr maat 10 - 25010-10

<https://mdsmedical.nl/laryvox-uniek-ultra-low-stemprothese-21-fr-maat-10-25010-10>

### Specificaties

Productnummer	25010-10
Categorie	Tracheotomie
FR maat stemprothese	21 Fr
Maat	maat 10
Merk	FAHL
Model	Laryvox Uniek
Type	stemprothese
Verpakkingseenheid	per stuk

De LARYVOX® UNIEK Ultra Low Resistance-stemprothese van medische silicone is een verblijfsprothese met zeer lage stromingsweerstand, waardoor slechts een lage aanblaasdruk nodig is om te spreken. Aan de slokdarmzijde is deze voorzien van een halfmond, soepel bewegend sleufventiel, om de luchtstroom naar de keel en mond te leiden.