



## Blom-Singer Classic 20 Fr maat 18 - IN2018-NS

<https://mdsmedical.nl/blom-singer-classic-20-fr-maat-18-in2018-ns>

### Specificaties

Productnummer	IN2018-NS
Categorie	Tracheotomie
FR maat stemprothese	20 Fr
Maat	maat 18
Merk	Blom-Singer
Model	Blom-Singer Classic
Type	stemprothese
Verpakkingseenheid	per stuk

De BLOM-SINGER® CLASSIC™ Indwelling-stemprothese van medische silicone is een verblijfs- prothese die in een chirurgisch aangelegd fistelkanaal (chirurgisch aangelegde opening tussen de luchtpijp en de slokdarm) blijft zitten en laryngectomiepatiënten in staat stelt te spreken. De BLOM-SINGER® CLASSIC™ Indwelling-stemprothese is een ventielsysteem dat slechts een lage aanblaasdruk vereist om comfortabel te kunnen spreken. Door het inbrengen van een gelcapsule bij de plaatsing, glijdt de stemprothese gemakkelijk in het shuntkanaal en wordt het vervangen, dat vanaf de voorzijde via de tracheostoma gebeurt, vergemakkelijkt. vastzittend secreet, uit de prothese.