



Blom-Singer Classic (LEF) met grote oesofageale flens 20 Fr maat 14 -

<https://mdsmedical.nl/blom-singer-classic-lef-met-grote-oesofageale-flens-20-fr-maat-14-in2014-lef>

Specificaties

Productnummer	IN2014-LEF
Categorie	Stemprotheses
FR maat stemprothese	20 Fr
Maat	maat 14
Merk	Blom-Singer
Model	Blom-Singer Classic (LEF)
Type	stemprothese
Verpakkingseenheid	per stuk

De BLOM-SINGER® LEF (Large Esophageal Flange, grote oesofageale flens) is een verblijfsprothese en beschikt over een vergrote oesofageale flens (diameter 19 mm) voor de indicatiespecifieke behandeling van periprothetische lekkage. Bovendien is er een Large Flange-uitvoering verkrijgbaar.