



## Blom-Singer Classic (LF) met grote tracheale en oesofageale flens 20 Fr

<https://mdsmedical.nl/blom-singer-classic-lf-met-grote-tracheale-en-oesofageale-flens-20-fr-maat-8-in2008-lf>

### Specificaties

Productnummer	IN2008-LF
Categorie	Tracheotomie
FR maat stemprothese	20 Fr
Maat	maat 8
Merk	Blom-Singer
Model	Blom-Singer Classic (LF)
Type	stemprothese
Verpakkingseenheid	per stuk

De BLOM-SINGER® LF (Large Flange, grote flens) is een verblijfsprothese en heeft een vergrote tracheale en oesofageale flens (diameter 19 mm) voor de indicatiespecifieke behandeling van periprothetische lekkage.