



## Blom-Singer Advantage 20 Fr maat 8 - AD2008-NS

<https://mdsmedical.nl/blom-singer-advantage-20-fr-maat-8-ad2008-ns>

### Specificaties

Productnummer	AD2008-NS
Categorie	Tracheotomie
FR maat stemprothese	20 Fr
Maat	maat 8
Merk	Blom-Singer
Model	Blom-Singer Advantage
Type	stemprothese
Verpakkingseenheid	per stuk

### De BLOM-SINGER® ADVANTAGE® HARD VALVE

ASSEMBLY-STEMPROTHESE, vervaardigd uit medische silicone, is een verblijfsprothese. Zij onderscheidt zich door een uitzonderlijke materiaalbestendigheid en duurzaamheid. Het siliconenventiel bevat zilveroxide, een stof die biofilmkolonisatie voorkomt.