



Blom-Singer DualValve 20 Fr maat 12 - DV2012-NS

<https://mdsmedical.nl/blom-singer-dualvalve-20-fr-maat-12-dv2012-ns>

Specificaties

Productnummer	DV2012-NS
Categorie	Stemprotheses
FR maat stemprothese	20 Fr
Maat	maat 12
Merk	Blom-Singer
Model	Blom-Singer DualValve
Type	stemprothese
Verpakkingseenheid	per stuk

De BLOM-SINGER® DUAL VALVE™ INDWELLING-verblijfsprothese heeft twee onafhankelijke sequentiële lagedrukventielen en van zilveroxidehoudende silicone. Mocht een van de twee ventielen het begeven als gevolg van een candida-infectie, waarborgt de tweede ventielklep de werking. De BLOM-SINGER® DUAL VAL- VE™ INDWELLING is verkrijgbaar in 20 Fr.-uitvoering, in de maten 6 mm - 14 mm.