



Bacteriefilter - 60800

<https://mdsmedical.nl/bacteriefilter-60800>

Specificaties

Productnummer	60800
Categorie	Slijmuitzuiging
Merk	FAHL
Type	filter
Verpakkingseenheid	stuk

Eenzijds voorkomt deze filter grotendeels dat bacteriën en kleine deeltjes in het apparaat doordringen, anderzijds dat vloeistof in het apparaat wordt gezogen, hetgeen een verdere betrouwbare overloopbeveiliging biedt. Het bacteriefilter dient 1x per maand te worden vervangen