



## Luchtfilter voor Tracheoport Compact - 50000-07

<https://mdsmedical.nl/luchtfilter-voor-tracheoport-compact-50000-07>

### Specificaties

Productnummer 50000-07

Categorie Slijmuitzuiging

Model luchtfilter

Merk FAHL

Type filter

Verpakkingseenheid 3 stuks

Deze luchtfilter voorkomt dat er ongewild micro-organismen en secreet uit het apparaat ontsnappen en dient derhalve als bescherming voor de gebruiker.

Het luchtfilter dient 1x per maand te worden vervangen.