

MaxiNeb Duo Nebuliser vernevelset - 032-10-039

<https://mdsmedical.nl/maxineb-duo-nebuliser-vernevelset-032-10-039>

Specificaties

Productnummer	032-10-039
Categorie	Verneveling
Merk	Flexicare
Type	vernevelset
Verpakkingseenheid	per stuk

De MaxiNeb Duo vernevelset is voorzien van een verwijderbaar filter. Dit filter kan worden toegepast om te voorkomen dat medicatie in de omgevingslucht terecht komt. Indien alleen met NaCl wordt verneveld kan het filter achterwege worden gelaten.

De vernevelset is een product voor één patiënt en ideaal voor aërosolinhalatie via een tracheacanule.