



## Catheter mount lengte 15 cm - 19110

<https://mdsmedical.nl/catheter-mount-lengte-15-cm-19110>

### Specificaties

Productnummer 19110

Categorie Verneveling

Merk FAHL

Type Verbindings slang

Kleur transparant

Maat 15 cm

Verpakkingseenheid per stuk

Deze latexvrije, flexibele zwanenhals zorgt voor maximale beweeglijkheid van het slangstelsel, zonder te knikken. De koppeling aan de apparaatzijde heeft een binnendiameter van 22 mm. Het hoekstuk is via een draaiconnector met een binnendiameter van 15 mm met de zwanenhals verbonden.